

2026

2027

# KATALOG



# O NAS

**Bod Lenses to niezależne laboratorium RX z siedzibą w Unii Europejskiej**, specjalizujące się w produkcji soczewek wykonywanych na indywidualne zamówienie dla firm optycznych na całym świecie. Działamy wyłącznie w segmencie B2B, współpracując z sieciami optycznymi, laboratoriami oraz dystrybutorami. **Tworzymy realną wartość dzięki niezawodności, elastyczności oraz rozwiązaniom wysokiej jakości.**

Co oferujemy:

## NIEZAWODNA REALIZACJA

99% zamówień dostarczamy na czas, a na zapytania odpowiadamy szybko — w ciągu 1 godziny.

## POWTARZALNA JAKOŚĆ

Wszystkie soczewki RX są standardowo utwardzane i objęte 3-letnią gwarancją, co zapewnia trwałość oraz długoterminowe użytkowanie.

## WEWNĘTRZNA KONTROLA JAKOŚCI

Nasze własne laboratorium testów jakości zapewnia stałą kontrolę oraz najwyższe standardy na każdym etapie.

## PARTNERSKIE PODEJŚCIE

Działamy jako przedłużenie Twojego zespołu, pomagając rozwiązywać codzienne wyzwania i wykorzystywać nowe możliwości.

**W Bod Lenses wierzymy, że silne firmy buduje się na silnych partnerstwach.** Dlatego staramy się nie tylko spełniać, ale także przewyższać oczekiwania naszych partnerów — dostarczając nie tylko soczewki, lecz także długoterminową wartość, niezawodność oraz wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

## ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO POTRZEB

Od integracji IT po możliwości private label — dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb każdego partnera.

## ZAAWANSOWANA PRODUKCJA

W pełni zautomatyzowane procesy oraz produkcja 24/7 zapewniają sprawną, szybką i precyzyjną realizację zamówień.

## WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Zapewniamy narzędzia, szkolenia i materiały wspierające rozwój partnerów oraz wzmacnianie ich pozycji rynkowej.

## ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Korzystamy w 100% z zielonej energii i stale inwestujemy w odpowiedzialną produkcję oraz rozwiązania długoterminowe.



Odkryj pełne doświadczenie Bod Lenses.  
Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej.





## SOCZEWKI JEDNOOGNISKOWE 4

|                    |    |
|--------------------|----|
| Mono RX .....      | 7  |
| Mono FF.....       | 15 |
| Okos+.....         | 23 |
| Aspheric .....     | 31 |
| Esthetic-Cut ..... | 32 |
| NoTense+ .....     | 40 |

## SOCZEWKI DWUOGNISKOWE 48

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bifo-FT-28 .....   | 49 |
| Bifo Digital ..... | 50 |
| Bifo Round .....   | 52 |

## SOCZEWKI BIUROWE 54

|                      |    |
|----------------------|----|
| Vide .....           | 55 |
| Office .....         | 57 |
| Camber™ Office ..... | 59 |

## SOCZEWKI PROGRESYWNE 62

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Compass Lens ..... | 64  |
| Effecto+ .....     | 68  |
| Natura.....        | 73  |
| Full Screen.....   | 81  |
| Multifit+.....     | 89  |
| Velveto+.....      | 97  |
| VelvetoSelect..... | 105 |

## SOCZEWKI SPECJALISTYCZNE 113

|                |     |
|----------------|-----|
| Lumi Kids..... | 114 |
| Junior.....    | 116 |
| ClearRoad..... | 117 |
| Bod SPORT..... | 119 |

## INFORMACJE 126

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Powłoki .....                                   | 126 |
| Materiały .....                                 | 129 |
| Technologie.....                                | 133 |
| Barwienie .....                                 | 134 |
| Personalizacja .....                            | 136 |
| Soczewki eliptyczne .....                       | 138 |
| Tabela centracji .....                          | 139 |
| Grawerunki laserowe .....                       | 144 |
| Specyfikacja materiałów.....                    | 145 |
| Narzędzie do pomiaru kąta krzywizny oprawy..... | 146 |

# SOCZEWKI JEDNOOGNISKOWE

**MATERIAŁY:** BEZBARWNE | BLUE 420 | NEOCHROMES | TRANSITIONS | NUPOLAR | POLARO | SOLIS II

**INDEKS:** 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74

## MONO RX

Soczewki jednoogniskowe korekcyjne, zaprojektowane do korekcji widzenia w jednej odległości, na przykład do dali lub bliży. Zapewniają niezawodny komfort widzenia i mogą być wykonywane w szerokiej gamie materiałów, indeksów, powłok oraz wariantów barwienia.

## MONO FREE-FORM

Spersonalizowane soczewki jednoogniskowe wykonywane w technologii free-form, zapewniającej precyzyjną optymalizację powierzchni punkt po punkcie. Efektem jest lepsza ostrość widzenia, ograniczenie rozmycia w obszarach peryferyjnych oraz wyższy komfort widzenia, szczególnie przy wyższych mocach korekcyjnych lub większych oprawach.

## OKOS+

Prezentujemy Okos+ – spersonalizowane soczewki jednoogniskowe wykonywane w technologii free-form, zaprojektowane z myślą o wyjątkowej precyzji widzenia.

Życie bez ograniczeń wymaga soczewek, które nadążają za wysokimi ambicjami. Soczewki Okos+ są dopasowane do nowoczesnego stylu życia, oferując doskonałą jakość widzenia, krystaliczną ostrość oraz niezrównany komfort.

## ASPHERIC

Soczewki asferyczne są przeznaczone do korekcji dodatnich mocy. Charakteryzują się bardziej płaską powierzchnią, która ogranicza efekt powiększenia i poprawia ostrość widzenia. W porównaniu z tradycyjnymi soczewkami sferycznymi zapewniają cieńszy, lżejszy i bardziej naturalny wygląd.

## ESTHETIC-CUT

Esthetic-Cut to rozwiązanie przeznaczone do korekcji ujemnych mocy, które zmniejsza grubość krawędzi oraz optymalizuje kształt soczewki. Efektem jest smuklejszy i bardziej estetyczny profil soczewki, szczególnie korzystny w przypadku większych lub nowoczesnych opraw.

## NO TENSE+

No Tense+ to wyjątkowe soczewki jednoogniskowe zaprojektowane dla osób, które spędzają wiele godzin, patrząc na obiekty znajdujące się blisko, takie jak ekrany cyfrowe. Ich moc optyczna stopniowo wzrasta w kierunku dolnej części soczewki, pomagając zmniejszyć napięcie mięśni oczu podczas pracy z bliska. Taka konstrukcja zapewnia wyraźniejsze i bardziej komfortowe widzenie na krótkich odległościach oraz pomaga łagodzić objawy cyfrowego zmęczenia wzroku.

Soczewki No Tense+ są szczególnie polecane intensywnym użytkownikom urządzeń cyfrowych oraz osobom z pierwszymi objawami przeziopii.

# MONO RX / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                             | Ø  | Zakres          | Materiały | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -13.50 ▶ +12.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.00 ▶ +12.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ▶ +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -9.00 ▶ +9.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                    | 55 | -13.00 ▶ +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00                                                                                   | 55 | -12.00 ▶ +9.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -11.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -10.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -9.00 ▶ +9.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -8.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75                                                                                    | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -9.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -8.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.5 - 11.0 | 55 | -15.00 ▶ +13.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -14.00 ▶ +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -13.00 ▶ +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -12.00 ▶ +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.5 - 9.00 | 55 | -17.00 ▶ +13.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -16.00 ▶ +12.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -14.50 ▶ +11.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -13.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -7.00 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## MONO RX / BLUE 420

| Indeks                           | ∅  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.50 ▶ +9.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.00 ▶ +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +8.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -14.00 ▶ +13.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.50 ▶ +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -14.00 ▶ +13.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.50 ▶ +13.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / NEOCHROMES

| Indeks                          | ∅  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -12.50 ▶ +7.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ▶ +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -12.50 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -9.00 ▶ +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.50 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -9.00 ▶ +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

# MONO RX / TRANSITIONS GENS

| Indeks                                          | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br><small>B.C: 0.50 - 10.50</small> | 55 | -12.50 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -10.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -9.50 ▶ +9.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -7.50 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br><small>B.C: 1.00 - 8.00</small>  | 55 | -11.00 ▶ +7.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -10.00 ▶ +7.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br><small>B.C: 0.75 - 8.50</small>  | 55 | -14.00 ▶ +9.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -13.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br><small>B.C: 1.75 - 8.00</small>  | 55 | -17.00 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -14.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -13.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -12.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -11.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br><small>B.C: 0.75 - 10.00</small> | 55 | -20.00 ▶ +13.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -18.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -17.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -12.00 ▶ +11.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -11.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## MONO RX / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.50  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.25 ► +9.00   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -12.00 ▶ +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ▶ +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.50 ▶ +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -13.50 ▶ +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ▶ +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -12.00 ▶ +8.00  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -11.00 ▶ +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +8.00   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -12.00 ▶ +8.50  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -11.00 ▶ +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ▶ +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.50 ▶ +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -9.00 ▶ +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -14.00 ▶ +15.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -13.00 ▶ +12.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ▶ +11.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -10.50 ▶ +10.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -10.00 ▶ +9.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ► +8.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.50 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ► +9.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.50 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.50 ► +9.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX/ NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał                | Kolory                                                                           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 4.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ► +7.50 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus<br>Wine Mars<br>Olive Earth Gradient<br>Amethyst Galaxy              | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -6.50 ► +8.00  |                         | Amber Venus Gradient<br>Wine Mars Gradient<br>Magenta Mercury<br>Amethyst Galaxy |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ► +8.00  |                         | Gradient<br>Navy Neptune<br>Magenta Mercury                                      |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.50 ► +8.00  |                         | Gradient<br>Olive Earth,<br>Navy Neptune                                         |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +5.00  |                         | Gradient                                                                         |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / POLARO

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -7.50 ▶ +7.00 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -5.50 ▶ +5.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.00 ▶ +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.00 - 8.00 | 80 | -4.00 ▶ +3.50 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 55 | -9.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 80 | -3.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO RX / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ▶ +8.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.75 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.25 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +7.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.5 - 9.25   | 55 | -13.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# MONO FF / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25  | 55 | -13.50 ▶ +12.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ▶ +12.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.00 ▶ +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +9.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                     | 55 | -13.00 ▶ +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00                                                                                    | 55 | -12.00 ▶ +9.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -11.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.00 ▶ +9.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75                                                                                     | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00   | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -8.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.0 | 55 | -15.00 ▶ +13.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -14.00 ▶ +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -13.00 ▶ +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -12.00 ▶ +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -17.00 ▶ +13.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -16.00 ▶ +12.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -14.50 ▶ +11.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -13.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## MONO FF / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.50 ▶ +9.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.00 ▶ +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +8.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -14.00 ▶ +13.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.50 ▶ +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -14.00 ▶ +13.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.50 ▶ +13.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / NEOCHROMES

| Indeks                            | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-----------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> ✍<br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -12.50 ▶ +7.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                   | 60 | -11.00 ▶ +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 65 | -10.00 ▶ +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 70 | -9.00 ▶ +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 75 | -8.00 ▶ +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> ✍<br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -12.50 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                   | 60 | -11.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 65 | -10.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 70 | -10.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 73 | -9.00 ▶ +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> ✍<br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.50 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                   | 60 | -11.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 65 | -10.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 70 | -10.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 73 | -9.00 ▶ +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

✍ BARWIENIE

CYLINDER DO +6

# MONO FF / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -12.50 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 1.00 - 8.00  | 55 | -11.00 ▶ +7.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +6.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +5.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.75 - 8.50  | 55 | -14.00 ▶ +9.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -17.00 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.75 - 10.00 | 55 | -20.00 ▶ +13.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -18.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -17.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +11.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## MONO FF / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ▶ +7.50  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ▶ +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ▶ +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ▶ +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ▶ +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ▶ +10.00 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ▶ +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.50 ▶ +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.25 ▶ +9.00   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0,50 - 10,50 | 55 | -12.00 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.50 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1,75 - 8,50  | 55 | -13.50 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -10.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1,75 - 8,00  | 55 | -13.50 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.50 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0,50 - 8,75 | 55 | -12.00 ► +8.00  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -11.00 ► +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ► +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.00 ► +8.00   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +6.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0,50 - 8,00 | 55 | -12.00 ► +8.50  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -11.00 ► +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ► +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.50 ► +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -9.00 ► +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1,00 - 7,50 | 55 | -14.00 ► +15.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -13.00 ► +12.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +11.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -10.50 ► +10.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -10.00 ► +9.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

MONO FF / NUPOLAR

| Indeks                          | ∅  | Zakres          | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ▶ +7.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ▶ +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ▶ +6.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ▶ +8.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ▶ +10.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -14.00 ▶ +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ▶ +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -11.50 ▶ +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.00 ▶ +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ▶ +9.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -12.50 ▶ +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ▶ +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.50 ▶ +9.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                                      | Ø  | Zakres         | Materiał                | Kolory                                                                                                                                                                                                                                                         | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <div>1.50</div> <div>B.C: 4.25 - 8.25</div> | 55 | -10.50 ► +7.50 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus<br>Wine Mars<br>Olive Earth Gradient<br>Amethyst Galaxy<br>Amber Venus Gradient<br>Wine Mars Gradient<br>Magenta Mercury<br>Amethyst Galaxy<br>Gradient<br>Navy Neptune<br>Magenta Mercury<br>Gradient<br>Olive Earth,<br>Navy Neptune<br>Gradient | -  | -     | -         | -        | -          |            |           |        |                 |
|                                             | 60 | -6.50 ► +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 65 | -6.50 ► +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 70 | -6.50 ► +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 75 | -6.00 ► +5.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / POLARO

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -7.50 ▶ +7.00 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -5.50 ▶ +5.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.00 ▶ +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 80 | -4.00 ▶ +3.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.00 - 8.00 | 55 | -9.50 ▶ +8.00 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 80 | -3.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO FF / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ▶ +8.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.75 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.25 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +7.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.5 - 9.25   | 55 | -13.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# OKOS+ / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25  | 55 | -13.50 ▶ +12.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ▶ +12.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.00 ▶ +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +9.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                     | 55 | -13.00 ▶ +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00                                                                                    | 55 | -12.00 ▶ +9.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -11.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.00 ▶ +9.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75                                                                                     | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00   | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -8.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.0 | 55 | -15.00 ▶ +13.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -14.00 ▶ +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -13.00 ▶ +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -12.00 ▶ +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 9.00                                                                                     | 55 | -17.00 ▶ +13.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -16.00 ▶ +12.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -14.50 ▶ +11.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -13.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.50 ► +9.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ► +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ► +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.00 ► +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +8.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -14.00 ► +13.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ► +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.50 ► +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -14.00 ► +13.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.50 ► +13.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ► +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ► +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / NEOCHROMES

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 1.25 - 8.25   | 55 | -12.50 ► +7.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -11.00 ► +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ► +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.00 ► +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -8.00 ► +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -12.50 ► +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -11.50 ► +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.50 ► +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ► +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 73 | -9.00 ► +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.50 ► +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -11.50 ► +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.50 ► +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ► +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 73 | -9.00 ► +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

# OKOS+ / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                                          | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br><small>B.C: 0.50 - 10.50</small> | 55 | -12.50 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -10.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -9.50 ▶ +9.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -7.50 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br><small>B.C: 1.00 - 8.00</small>  | 55 | -11.00 ▶ +7.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -10.00 ▶ +7.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br><small>B.C: 0.75 - 8.50</small>  | 55 | -14.00 ▶ +9.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -13.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br><small>B.C: 1.75 - 8.00</small>  | 55 | -17.00 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emeral<br>Amethyst  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -14.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -13.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -12.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -11.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br><small>B.C: 0.75 - 10.00</small> | 55 | -20.00 ▶ +13.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -18.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -17.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -12.00 ▶ +11.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -11.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.50  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.25 ► +9.00   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -12.00 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.50 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -13.50 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -11.50 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -12.00 ► +8.00  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ► +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ► +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ► +8.00   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +6.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -12.00 ► +8.50  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ► +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ► +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.50 ► +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -9.00 ► +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -14.00 ► +15.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +12.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +11.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.50 ► +10.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -10.00 ► +9.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ► +8.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.50 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ► +9.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.50 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.50 ► +9.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                                      | Ø  | Zakres         | Materiał                | Kolory                                                                                                                                                                                                                                                         | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <div>1.50</div> <div>B.C: 4.25 - 8.25</div> | 55 | -10.50 ▶ +7.50 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus<br>Wine Mars<br>Olive Earth Gradient<br>Amethyst Galaxy<br>Amber Venus Gradient<br>Wine Mars Gradient<br>Magenta Mercury<br>Amethyst Galaxy<br>Gradient<br>Navy Neptune<br>Magenta Mercury<br>Gradient<br>Olive Earth,<br>Navy Neptune<br>Gradient | -  | -     | -         | -        | -          |            |           |        |                 |
|                                             | 60 | -6.50 ▶ +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 65 | -6.50 ▶ +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 70 | -6.50 ▶ +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 75 | -6.00 ▶ +5.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / POLARO

| Indeks                          | ∅  | Zakres        | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -7.50 ▶ +7.00 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -7.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -5.50 ▶ +5.00 |          |            |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 75 | -5.00 ▶ +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 80 | -4.00 ▶ +3.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.00 - 8.00 | 55 | -9.50 ▶ +8.00 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.50 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 75 | -6.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 80 | -3.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OKOS+ / SOLIS II

| Indeks                           | ∅  | Zakres          | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ▶ +8.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -9.75 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.25 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +7.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.5 - 9.25   | 55 | -13.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MONO ASF / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                             | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 5.00 - 10.00 | 55 | -7.50 ▶ +6.00   | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -6.25 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -5.25 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -4.25 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -3.50 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.50 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -11.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -10.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -14.50 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -13.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -12.75 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -8.50 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.50 - 7.25  | 55 | -18.25 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -16.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -15.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -8.00 ▶ +8.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -7.50 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                               | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25   | 55 | -13.00 ▶ +8.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                      | 60 | -13.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 65 | -13.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 70 | -13.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 75 | -13.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                      | 55 | -14.00 ▶ +8.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                      | 60 | -14.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 65 | -14.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 70 | -14.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 75 | -12.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00                                                                                     | 55 | -14.00 ▶ +9.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                      | 60 | -14.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 65 | -14.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 70 | -14.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 75 | -14.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75                                                                                      | 55 | -15.50 ▶ +9.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                      | 60 | -15.50 ▶ +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 65 | -15.50 ▶ +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 70 | -15.50 ▶ +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 75 | -15.50 ▶ +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00    | 55 | -16.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                      | 60 | -16.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 65 | -16.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 70 | -16.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 75 | -15.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -18.00 ▶ +13.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                      | 60 | -18.00 ▶ +13.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 65 | -18.00 ▶ +13.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 70 | -18.00 ▶ +13.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 75 | -18.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -20.00 ▶ +12.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                      | 60 | -20.00 ▶ +12.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 65 | -20.00 ▶ +12.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 70 | -20.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                      | 75 | -17.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -13.00 ▶ +9.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.00 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -13.00 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -16.00 ▶ +12.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -16.00 ▶ +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ▶ +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -16.00 ▶ +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -16.00 ▶ +8.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -18.00 ▶ +13.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -18.00 ▶ +13.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -18.00 ▶ +13.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -18.00 ▶ +13.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -18.00 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / NEOCHROMES

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -12.50 ▶ +8.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.50 ▶ +8.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ▶ +8.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.50 ▶ +8.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -12.50 ▶ +8.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -16.00 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -16.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -16.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -16.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -16.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -17.50 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -17.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -17.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -17.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -17.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -12.50 ▶ +7.50  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.50 ▶ +7.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ▶ +7.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.50 ▶ +7.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -12.50 ▶ +7.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -16.50 ▶ +10.00 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -16.50 ▶ +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -16.50 ▶ +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -16.50 ▶ +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -16.50 ▶ +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -13.50 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -12.00 ▶ +6.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 1.00 - 8.00  | 55 | -13.50 ▶ +8.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.50 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.50 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.50 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -12.00 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.75 - 8.50  | 55 | -16.00 ▶ +8.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -16.00 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -15.00 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -15.00 ▶ +8.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -14.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -17.00 ▶ +10.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -17.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -17.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -17.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -17.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -17.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.75 - 10.00 | 55 | -20.00 ▶ +13.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -20.00 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -20.00 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -20.00 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -19.00 ▶ +11.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -19.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------------------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | Transitions XTRActive | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.00 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -12.00 ▶ +7.00  |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -15.00 ▶ +8.00  | Transitions XTRActive | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -15.00 ▶ +8.00  |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -15.00 ▶ +8.00  |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -15.00 ▶ +8.00  |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -15.00 ▶ +8.00  |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 80 | -15.00 ▶ +6.00  | Transitions XTRActive | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 55 | -15.50 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -15.50 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -15.50 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -15.50 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -15.50 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -15.50 ▶ +10.00 |                       |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

ESTHETIC-CUT /  
TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -13.50 ▶ +8.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.50 ▶ +8.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -13.50 ▶ +8.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -13.50 ▶ +8.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -12.00 ▶ +6.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -16.00 ▶ +8.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -16.00 ▶ +8.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -16.00 ▶ +8.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -16.00 ▶ +8.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -16.00 ▶ +8.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -17.50 ▶ +9.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -17.50 ▶ +9.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -17.50 ▶ +9.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -17.50 ▶ +9.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -17.50 ▶ +9.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -12.50 ► +7.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -12.50 ► +7.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ► +7.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -12.50 ► +7.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -12.50 ► +7.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +8.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -15.00 ► +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -15.00 ► +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -15.00 ► +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -15.00 ► +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -17.50 ► +10.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -17.50 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -17.50 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -17.50 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -17.50 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -20.00 ► +11.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -20.00 ► +11.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -20.00 ► +11.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -20.00 ► +11.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -14.00 ► +11.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -12.00 ► +7.50 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.00 ► +7.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.00 ► +7.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ► +7.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -12.00 ► +7.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -12.50 ► +7.50 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.50 ► +7.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ► +7.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.50 ► +7.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -12.50 ► +7.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał                | Kolory                                                                                                                                                              | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 4.25 - 8.25 | 55 | -9.50 ► +8.00 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus<br>Wine Mars<br>Olive Earth Gradient<br>Amethyst Galaxy<br>Amber Venus Gradient<br>Wine Mars Gradient<br>Magenta Mercury<br>Amethyst Galaxy<br>Gradient | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ► +8.00 |                         | Navy Neptune<br>Magenta Mercury<br>Gradient<br>Olive Earth,<br>Navy Neptune<br>Gradient                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.50 ► +8.00 |                         |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.50 ► +8.00 |                         |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.50 ► +8.00 |                         |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / POLARO

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -12.00 ▶ +7.50 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.00 ▶ +7.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.00 ▶ +7.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ▶ +7.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -12.00 ▶ +7.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 80 | -12.00 ▶ +7.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.00 - 8.00 | 55 | -15.00 ▶ +8.00 | Polaro   | Brown Grey |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -15.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -15.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -15.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -15.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 80 | -12.00 ▶ +8.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## ESTHETIC-CUT / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -13.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -13.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -16.00 ▶ +8.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -16.00 ▶ +8.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ▶ +8.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -16.00 ▶ +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -16.00 ▶ +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -16.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -16.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -16.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -16.00 ▶ +8.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -18.00 ▶ +10.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -18.00 ▶ +10.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -18.00 ▶ +10.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -18.00 ▶ +10.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -18.00 ▶ +9.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                             | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -13.50 ► +12.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.00 ► +12.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ► +9.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ► +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -9.00 ► +9.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                    | 55 | -13.00 ► +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.00 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -9.00 ► +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -14.00 ► +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -13.00 ► +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -12.00 ► +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -11.00 ► +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -8.00 ► +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -15.00 ► +13.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -14.00 ► +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -13.00 ► +13.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -12.00 ► +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -11.00 ► +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -17.00 ► +13.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -16.00 ► +12.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -14.50 ► +11.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -13.50 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -7.00 ► +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.50 ▶ +9.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.00 ▶ +9.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +8.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -14.00 ▶ +13.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +13.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.50 ▶ +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -14.00 ▶ +13.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.50 ▶ +13.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / NEOCHROMES

| Indeks                            | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-----------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> ✍<br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -12.50 ▶ +7.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                   | 60 | -11.00 ▶ +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 65 | -10.00 ▶ +7.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 70 | -9.00 ▶ +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 75 | -8.00 ▶ +7.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> ✍<br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -12.50 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                   | 60 | -11.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 65 | -10.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 70 | -10.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 73 | -9.00 ▶ +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> ✍<br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.50 ▶ +8.50 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                   | 60 | -11.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 65 | -10.50 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 70 | -10.00 ▶ +8.50 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                   | 73 | -9.00 ▶ +8.50  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

✍ BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -12.50 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 1.00 - 8.00  | 55 | -11.00 ▶ +7.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +6.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +5.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.75 - 8.50  | 55 | -14.00 ▶ +9.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -17.00 ▶ +9.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emeral<br>Amethyst  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.50 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +9.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.75 - 10.00 | 55 | -20.00 ▶ +13.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -18.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -17.50 ▶ +13.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +11.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.50  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.25 ► +9.00   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -12.00 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.50 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -13.50 ► +9.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -11.50 ► +9.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ► +9.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ► +8.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -12.00 ► +8.00  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ► +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ► +8.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ► +8.00   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +6.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -12.00 ► +8.50  | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ► +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ► +8.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.50 ► +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -9.00 ► +8.50   |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -14.00 ► +15.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +12.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +11.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.50 ► +10.50 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -10.00 ► +9.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ► +8.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +8.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +7.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.50 ► +10.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.50 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.00 ► +8.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ► +9.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.50 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +9.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -4.50 ► +9.00   |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +7.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +6.00  |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| NO TENSE+ / NUPOLAR TINTED UNIVERSE         |    |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|---------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| Indeks                                      | Ø  | Zakres         | Materiał                | Kolory                                                                                                                                                                                                                                                         | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
| <div>1.50</div> <div>B.C: 4.25 - 8.25</div> | 55 | -10.50 ▶ +7.50 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus<br>Wine Mars<br>Olive Earth Gradient<br>Amethyst Galaxy<br>Amber Venus Gradient<br>Wine Mars Gradient<br>Magenta Mercury<br>Amethyst Galaxy<br>Gradient<br>Navy Neptune<br>Magenta Mercury<br>Gradient<br>Olive Earth,<br>Navy Neptune<br>Gradient | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                             | 60 | -6.50 ▶ +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 65 | -6.50 ▶ +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 70 | -6.50 ▶ +8.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 75 | -6.00 ▶ +5.00  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NO TENSE+ / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +9.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ▶ +8.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.75 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.25 ▶ +8.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.50 ▶ +7.00   |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -13.00 ▶ +9.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -14.00 ▶ +10.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -13.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +9.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# BIFO RX

**MATERIAŁY:** BEZBARWNE | BLUE 420 | SOLIS II

**INDEKS:** 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 1.67

---

## BIFO FT-28

- Klasyczne soczewki dwuogniskowe z widocznym segmentem do bliży
- Wyraźne rozdzielenie strefy do dali i strefy do czytania
- Idealne dla tradycyjnych użytkowników przyzwyczajonych do soczewek dwuogniskowych

---

## BIFO DIGITAL

- Nowoczesne soczewki dwuogniskowe z niewidocznym segmentem do bliży, zapewniające lepszą estetykę
- Płynne przejście między strefą do dali a strefą do bliży
- Zaprojektowane z myślą o wyraźnym widzeniu zarówno z daleka, jak i z bliska

---

## BIFO ROUND

- Soczewki dwuogniskowe z cyfrowym, okrągłym segmentem do czytania
- Szerokie, wyraźne strefy widzenia z ograniczonym przeskokiem obrazu między obszarami
- Odpowiednie dla osób z prezbiopią, które preferują rozwiązania dwuogniskowe

## BIFO FT-28 / BEZBARWNE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.50 - 8.75 | 60 | -7.00 ▶ +8.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                 | 65 | -8.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.00 | 60 | -12.00 ▶ +8.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                 | 65 | -11.00 ▶ +8.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +8.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## BIFO FT-28 / SOLIS II

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.56</b><br>B.C: 4.00 - 6.00 | 60 | -6.00 ▶ +5.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            | -          |           | -      |                 |
|                                 | 65 | -5.00 ▶ +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -4.00 ▶ +5.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## BIFO DIGITAL / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                             | ∅  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -13.00 ► +11.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -11.50 ► +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ► +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ► +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -9.50 ► +8.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.00 ► +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.00 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.50 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -11.00 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -8.00 ► +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -13.00 ► +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -12.50 ► +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -12.00 ► +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -11.50 ► +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -11.00 ► +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## BIFO DIGITAL / BLUE 420

| Indeks                           | ∅  | Zakres         | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -8.00 ► +6.00  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -8.00 ► +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ► +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -6.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -6.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -10.00 ► +6.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ► +6.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.00 ► +6.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## BIFO DIGITAL / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ▶ +7.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -9.00 ▶ +5.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -8.50 ▶ +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ▶ +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ▶ +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -13.00 ▶ +7.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ▶ +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.00 ▶ +7.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## BIFO ROUND / BEZBARWNE

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -13.00 ▶ +11.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -11.50 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.50 ▶ +8.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.00 ▶ +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.50 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## BIFO ROUND / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -8.00 ▶ +6.00  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -8.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -6.00 ▶ +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -6.00 ▶ +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.00 ▶ +6.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## BIFO ROUND / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ▶ +7.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +7.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -9.00 ▶ +5.00  | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -8.50 ▶ +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ▶ +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ▶ +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -13.00 ▶ +7.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ▶ +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.00 ▶ +7.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.50 ▶ +7.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# DIGITAL RX

**MATERIAŁY:** BEZBARWNE I BLUE 420

**INDEKS:** 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74

## VIDE

- Zaprojektowane z myślą o komforcie widzenia podczas pracy z urządzeniami cyfrowymi
- Zoptymalizowane do widzenia z bliska i na odległości pośrednie
- Stała degresja 0,75 D zapewniająca płynne i stabilne wsparcie widzenia

## OFFICE

- Soczewki degresywne zoptymalizowane do widzenia z bliska i na odległości pośrednie
- Szerokie strefy do czytania i pracy przy zadaniach cyfrowych oraz biurowych
- Spersonalizowane opcje odległości roboczej: 1,3 m, 2 m lub 4 m

## CAMBER™ OFFICE

- W pełni spersonalizowane soczewki zaprojektowane do pracy biurowej i cyfrowej
- Wyjątkowo szerokie pola widzenia z płynnymi przejściami między odległościami
- Zaawansowane technologie zapewniające doskonałą precyzję optyczną, stabilność oraz nieprzerwany komfort widzenia przez cały dzień

**TABELA DEGRESJI**

| ADD  | 1,3 m | 2 m  | 4 m  |
|------|-------|------|------|
| 0.75 | -     | -    | 0.50 |
| 1.00 | -     | 0.50 | 0.75 |
| 1.25 | 0.50  | 0.75 | 1.00 |
| 1.50 | 0.75  | 1.00 | 1.25 |
| 1.75 | 1.00  | 1.25 | 1.50 |
| 2.00 | 1.25  | 1.50 | 1.75 |
| 2.25 | 1.50  | 1.75 | 2.00 |
| 2.50 | 1.75  | 2.00 | 2.25 |
| 2.75 | 2.00  | 2.25 | 2.50 |
| 3.00 | 2.25  | 2.50 | 2.75 |
| 3.25 | 2.50  | 2.75 | -    |
| 3.50 | 2.75  | -    | -    |

## VIDE / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                             | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -11.00 ▶ +11.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -11.00 ▶ +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -9.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -6.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                    | 55 | -10.00 ▶ +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -8.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -7.00 ▶ +3.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75                                                                                    | 55 | -9.00 ▶ +4.00   | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 56 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 60 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -8.00 ▶ +7.00   | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -8.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -8.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -8.00 ▶ +7.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -8.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -10.00 ▶ +7.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## VIDE / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -6.00 ► +7.00  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -6.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -6.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -6.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -6.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -8.00 ► +7.00  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -8.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -10.00 ► +7.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ► +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.00 ► +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ► +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +6.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## OFFICE / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                            | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 1.00 - 9.00 | 55 | -12.00 ► +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                   | 60 | -11.00 ► +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 65 | -10.00 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 70 | -10.00 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 75 | -9.00 ► +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 9.00                                                                                   | 55 | -13.00 ► +5.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                   | 60 | -12.00 ► +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 65 | -11.00 ► +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 70 | -9.50 ► +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 75 | -9.00 ► +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                   | 55 | -13.50 ► +6.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                   | 60 | -12.50 ► +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 65 | -11.00 ► +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 70 | -10.00 ► +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 75 | -9.00 ► +4.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -13.00 ► +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                   | 60 | -12.00 ► +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 65 | -11.00 ► +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 70 | -10.00 ► +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 75 | -8.00 ► +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -13.00 ► +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                   | 60 | -12.00 ► +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 65 | -12.00 ► +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 70 | -11.50 ► +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                   | 75 | -10.50 ► +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## OFFICE / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ▶ +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +5.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.50 ▶ +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ▶ +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ▶ +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# CAMBER OFFICE / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres         | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 1.00 - 9.00   | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ▶ +3.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 9.00                                                                                     | 55 | -10.50 ▶ +5.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -9.50 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -9.00 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -8.00 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                     | 55 | -10.00 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -9.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -8.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 8.50   | 55 | -11.00 ▶ +6.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -8.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 8.50   | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.50 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -12.00 ▶ +7.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWNIENIE

CYLINDER DO +6

## CAMBER OFFICE / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.50 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.00 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +5.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

BUILT ON RELIABILITY.  
DRIVEN BY PARTNERSHIP.



# SOCZEWKI PROGRESYWNE

## COMPASS LENS

- System rekomendacji soczewek oparty na AI, który dobiera optymalną konstrukcję progresywną dla każdego użytkownika
- Wykorzystuje analizę danych i rozpoznawanie wzorców, aby dopasować soczewki do indywidualnych potrzeb wzrokowych oraz stylu życia
- Pomaga ograniczyć ryzyko braku adaptacji i wspiera trafniejszy dobór soczewek

## EFFECTO+

- Soczewki progresywne klasy premium ze zmienną krzywą bazową, dobieraną indywidualnie do każdej korekcji
- Zaawansowana konstrukcja powierzchni soczewki poprawia jakość widzenia, zapewniając ostrzejsze i bardziej precyzyjne widzenie użytkownikom z prezbiopią
- Szersze, łatwo dostępne strefy do czytania połączone ze stabilnym widzeniem do dali zapewniają bardziej naturalne i komfortowe wrażenia wzrokowe

## VELVETO+

- Soczewki progresywne klasy premium z wyjątkowo łagodnymi przejściami, zapewniające płynne i komfortowe widzenie
- Szersze strefy do bliży i odległości pośrednich dla większego komfortu w codziennych aktywnościach
- Szybka i naturalna adaptacja — idealne dla wrażliwych użytkowników poszukujących maksymalnego komfortu widzenia

## VELVETO SELECT™

- Soczewki progresywne klasy premium z trzema wariantami konstrukcji: Near, Balance i Far, dopasowanymi do indywidualnego stylu życia oraz priorytetów wzrokowych użytkownika
- Spersonalizowane wrażenia wzrokowe dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi ostrości na wszystkich odległościach
- Płynne, stabilne widzenie oraz zwiększony komfort w obszarach, które są najważniejsze dla użytkownika

## MULTIFIT+

- Uniwersalne soczewki progresywne zaprojektowane tak, aby zapewniać stabilne i spójne widzenie na wszystkich odległościach
- Płynne przejścia między strefami do bliży, odległości pośrednich i dali, zapewniające naturalny komfort widzenia
- Niezawodna jakość widzenia w szerokim zakresie korekcji

## FULL SCREEN

- Soczewki progresywne zoptymalizowane do widzenia cyfrowego oraz na średnie i krótsze odległości
- Szersze strefy pośrednie zapewniające komfortowe korzystanie z ekranów
- Szybka adaptacja i płynne przejście między odległościami widzenia

## NATURA

- Soczewki progresywne o płynnej i zrównoważonej konstrukcji
- Wyraźne widzenie do bliży i dali z naturalnym przejściem między strefami
- Łatwa adaptacja — idealne dla osób, które po raz pierwszy korzystają z soczewek progresywnych

# SOCZEWKI PROGRESYWNE

## Effecto+

Dal  
Strefa czytania  
Komfort



PREMIUM



## Velveto+

Dal  
Strefa czytania  
Komfort



PREMIUM




## Velveto Select

Dal  
Strefa czytania  
Komfort



PREMIUM

--- Near  
--- Balance  
--- Far



## Multifit+

Dal  
Strefa czytania  
Komfort



COMFORT



## Full Screen

Dal  
Strefa czytania  
Komfort



STANDARD



## Natura

Dal  
Strefa czytania  
Komfort



BASIC



## COMPASS LENS / BEZBARWNE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.00 - 9.00 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +3.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -10.50 ▶ +5.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -10.00 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -11.00 ▶ +6.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ▶ +7.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## COMPASS LENS / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.50 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.00 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +5.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## COMPASS LENS / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -10.50 ▶ +5.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ▶ +5.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ▶ +5.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ +7.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ▶ +7.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIEŃIE

CYLINDER DO +6

## COMPASS LENS / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -11.00 ► +5.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ► +4.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -10.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -11.50 ► +7.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.50 ► +7.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ► +7.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ► +7.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +7.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -15.00 ► +8.50 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ► +8.50 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -13.00 ► +8.50 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ► +7.50 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## EFFECTO+ / BEZBARWNE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.00 - 9.00 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +3.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -10.50 ▶ +5.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -10.00 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -11.00 ▶ +6.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.50 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ▶ +7.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## EFFECTO+ / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.50 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.50 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.00 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ▶ +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -12.00 ▶ +7.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +5.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## EFFECTO+ / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -10.50 ▶ +5.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ▶ +5.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ▶ +5.50  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 1.00 - 8.00 | 55 | -9.50 ▶ +5.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.75 - 10.0 | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ +7.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ▶ +7.50 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## EFFECTO+ / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |                       |            |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ▶ +4.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -10.00 ▶ +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -9.00 ▶ +6.00  |                       |            |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +5.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -11.50 ▶ +7.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.50 ▶ +7.00 |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ +7.00 |                       |            |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +7.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +7.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -15.00 ▶ +8.50 | Transitions XTRActive | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -14.00 ▶ +8.50 |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -13.00 ▶ +8.50 |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -12.00 ▶ +7.50 |                       |            |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +5.00  |                       |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## EFFECTO+ / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -11.00 ► +5.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.00 ► +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -10.00 ► +6.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ► +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ► +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.50 ► +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -12.00 ► +7.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.50 ► +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.50 ► +7.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# VELVETO+ / BEZBARWNE

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -12.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -13.00 ▶ +5.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00 | 55 | -10.50 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75  | 55 | -13.50 ▶ +6.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.00 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -16.00 ▶ +8.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -15.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -14.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -6.00 ▶ +2.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -10.00 ► +6.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +5.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -12.50 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -13.00 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# VELVETO+ / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ▶ +7.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald             |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 1.00 - 8.00  | 55 | -10.00 ▶ +4.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ▶ +4.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +2.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +5.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -15.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -9.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.75 - 10.00 | 55 | -19.00 ▶ +10.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -18.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +5.00  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -12.00 ► +6.50 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ► +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ► +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ► +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ► +7.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ► +7.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +7.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -9.50 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -12.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -11.00 ► +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -8.00 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ► +3.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.00 ► +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.50 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.00 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -8.50 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -13.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -12.00 ► +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -10.00 ► +4.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -9.50 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.50 ▶ +5.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ▶ +5.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -11.00 ▶ +6.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ▶ +7.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -3.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -8.50 ► +4.50 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.50 ► +3.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +5.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +4.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +4.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał                | Kolory                   | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|-------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 4.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +4.00 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus              | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 |    |               |                         | Wine Mars                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -7.50 ► +4.00 |                         | Olive Earth Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Amethyst Galaxy          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ► +4.00 |                         | Amber Venus Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Wine Mars Gradient       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Magenta Mercury          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Amethyst Galaxy Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ► +4.00 |                         | Navy Neptune             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Magenta Mercury Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Olive Earth              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.00 ► +3.50 |                         | Navy Neptune Gradient    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO+ / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ► +6.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +4.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ► +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -12.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -13.00 ▶ +5.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00 | 55 | -10.50 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75  | 55 | -13.50 ▶ +6.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.00 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -16.00 ▶ +8.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -15.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -14.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -6.00 ▶ +2.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR

### BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -10.00 ► +6.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +5.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -12.50 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -13.00 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR

### NEOCHROMES

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 1.25 - 8.25   | 55 | -11.00 ► +4.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.00 ► +4.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -9.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -8.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.50 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.50 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 73 | -9.00 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.00 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -11.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

# VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR

## TRANSITIONS GEN S

| Indeks                                          | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br><small>B.C: 0.50 - 10.50</small> | 55 | -11.00 ▶ +7.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -9.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -8.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br><small>B.C: 1.00 - 8.00</small>  | 55 | -10.00 ▶ +4.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -9.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -8.00 ▶ +4.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -8.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -7.00 ▶ +2.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br><small>B.C: 0.75 - 8.50</small>  | 55 | -13.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -9.00 ▶ +5.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br><small>B.C: 1.75 - 8.00</small>  | 55 | -15.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -14.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -11.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -10.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 80 | -9.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br><small>B.C: 0.75 - 10.00</small> | 55 | -19.00 ▶ +10.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                 | 60 | -18.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 65 | -16.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 70 | -11.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                 | 75 | -10.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR

### TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +5.00  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -12.00 ► +6.50 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ► +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ► +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ► +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ► +7.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ► +7.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +7.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -12.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -11.00 ► +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ► +3.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.00 ► +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.50 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -8.50 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -13.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.00 ► +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +4.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -9.50 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR

### NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.50 ► +5.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.50 ► +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ► +5.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ► +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ► +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -11.00 ► +6.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ► +6.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ► +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ► +7.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.00 ► +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.00 ► +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -3.50 ► +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -8.50 ▶ +4.50 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.50 ▶ +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ▶ +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ▶ +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.50 ▶ +3.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ▶ +5.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +4.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ▶ +4.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / BALANCE / NEAR NUPOLAR TINTED

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał       | Kolory                                                               | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 4.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ▶ +4.00 | NuPolar Tinted | Amber Venus<br>Wine Mars                                             | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.50 ▶ +4.00 |                | Olive Earth Gradient<br>Amethyst Galaxy<br>Amber Venus Gradient      |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ▶ +4.00 |                | Wine Mars Gradient<br>Magenta Mercury<br>Amethyst Galaxy<br>Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ▶ +4.00 |                | Navy Neptune<br>Magenta Mercury<br>Gradient                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.00 ▶ +3.50 |                | Olive Earth,<br>Navy Neptune<br>Gradient                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## VELVETO SELECT / FAR / NEAR / BALANCE

### SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ► +6.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +4.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ► +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# MULTIFIT+ / BEZBARWNE

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -12.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -13.00 ▶ +5.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00 | 55 | -10.50 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75  | 55 | -13.50 ▶ +6.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.00 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -16.00 ▶ +8.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -15.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -14.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -6.00 ▶ +2.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -10.00 ► +6.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +5.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -12.50 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -13.00 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / NEOCHROMES

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 1.25 - 8.25   | 55 | -11.00 ► +4.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.00 ► +4.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -9.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -8.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.50 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.50 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 73 | -9.00 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.00 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -11.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

# MULTIFIT+ / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ► +7.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald             |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ► +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 1.00 - 8.00  | 55 | -10.00 ► +4.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ► +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ► +4.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ► +2.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.75 - 8.5   | 55 | -13.00 ► +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ► +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ► +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ► +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ► +5.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -15.00 ► +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.00 ► +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ► +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -9.00 ► +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.75 - 10.0  | 55 | -19.00 ► +10.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -18.00 ► +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ► +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ▶ +5.00  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -12.00 ▶ +6.50 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ▶ +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ► +7.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ► +7.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +7.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -9.50 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -12.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.50 ► +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ► +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -11.00 ► +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -8.00 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ► +3.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.00 ► +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ► +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.50 ► +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.00 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -8.50 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -13.00 ► +6.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -12.00 ► +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -10.00 ► +4.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -9.50 ► +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.50 ▶ +5.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ▶ +5.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -11.00 ▶ +6.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ▶ +7.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -3.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -8.50 ► +4.50 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.50 ► +3.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +5.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +4.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +4.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                                      | Ø  | Zakres        | Materiał                | Kolory                   | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------|----|---------------|-------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <div>1.50</div> <div>B.C: 4.25 - 8.25</div> | 55 | -9.00 ► +4.00 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus              | -  | -     | -         | -        | -          |            |           |        |                 |
|                                             | 60 | -7.50 ► +4.00 |                         | Wine Mars                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Olive Earth Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 65 | -6.50 ► +4.00 |                         | Amethyst Galaxy          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Amber Venus Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 70 | -6.00 ► +4.00 |                         | Wine Mars Gradient       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| Magenta Mercury                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 75 | -5.00 ► +3.50 |                         | Amethyst Galaxy Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Navy Neptune             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Magenta Mercury Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Olive Earth              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Navy Neptune Gradient    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## MULTIFIT+ / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ► +6.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +4.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ► +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / BEZBARWNE

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25  | 55 | -12.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -11.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00                                                                                     | 55 | -13.00 ▶ +5.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.50 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00                                                                                    | 55 | -10.50 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -9.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -8.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75                                                                                     | 55 | -13.50 ▶ +6.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ▶ +4.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00   | 55 | -13.00 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -11.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -10.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -8.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.0 | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -11.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -10.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -16.00 ▶ +8.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -15.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -14.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -13.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -6.00 ▶ +2.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -10.00 ► +6.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +5.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -12.50 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -13.00 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / NEOCHROMES

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 1.25 - 8.25   | 55 | -11.00 ► +4.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.00 ► +4.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -9.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -8.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.50 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.50 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 73 | -9.00 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.00 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -11.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ▶ +7.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald             |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 1.00 - 8.00  | 55 | -10.00 ▶ +4.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ▶ +4.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +2.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +5.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -15.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -9.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.75 - 10.00 | 55 | -19.00 ▶ +10.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -18.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

# FULL SCREEN / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ▶ +5.00  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ▶ +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -12.00 ▶ +6.50 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ▶ +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ▶ +7.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +7.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ▶ +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ▶ +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ▶ +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -9.50 ▶ +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ▶ +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -12.00 ▶ +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +3.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.50 ▶ +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -8.50 ▶ +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -13.00 ▶ +6.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -12.00 ▶ +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ▶ +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +4.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -9.50 ▶ +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / NUPOLAR

| Indeks                          | ∅  | Zakres         | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.50 ▶ +5.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ▶ +5.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -11.00 ▶ +6.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ▶ +7.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -3.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | ∅  | Zakres        | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -8.50 ► +4.50 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.50 ► +3.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | ∅  | Zakres        | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +5.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +4.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +4.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                                      | ∅  | Zakres        | Materiał                | Kolory                   | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------|----|---------------|-------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <div>1.50</div> <div>B.C: 4.25 - 8.25</div> | 55 | -9.00 ► +4.00 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus              | -  | -     | -         | -        | -          |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Wine Mars                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 60 | -7.50 ► +4.00 |                         | Olive Earth Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Amethyst Galaxy          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             | 65 | -6.50 ► +4.00 |                         | Amber Venus Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Wine Mars Gradient       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               | Magenta Mercury         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Amethyst Galaxy Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Navy Neptune             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Magenta Mercury Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Olive Earth              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         | Navy Neptune Gradient    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                             |    |               |                         |                          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## FULL SCREEN / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ► +6.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.5 - 9.25   | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +4.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ► +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# NATURA / BEZBARWNE

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -12.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -11.00 ▶ +8.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +6.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -13.00 ▶ +5.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ▶ +5.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 1.00 - 10.00 | 55 | -10.50 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ▶ +6.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.59</b><br>B.C: 0.75 - 9.75  | 55 | -13.50 ▶ +6.00  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +4.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.00 ▶ +6.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +6.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ▶ +4.00   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -13.00 ▶ +10.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ▶ +10.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.00 ▶ +9.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.50 ▶ +7.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -16.00 ▶ +8.50  | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -15.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -14.00 ▶ +8.50  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -13.00 ▶ +4.00  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -6.00 ▶ +2.50   |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## NATURA / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -10.00 ► +6.50  | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.50   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.50 ► +5.00   |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 12.50 | 55 | -12.50 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.50  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 13.00 | 55 | -13.00 ► +10.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.00 ► +10.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.50 ► +9.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +7.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.50 ► +4.00  |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / NEOCHROMES

| Indeks                                                                                                              | Ø  | Zakres         | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 1.25 - 8.25   | 55 | -11.00 ► +4.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.00 ► +4.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -9.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -8.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -7.00 ► +4.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.50 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -10.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -9.50 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -9.00 ► +5.00  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 1.00 - 7.00 | 55 | -12.00 ► +5.00 | Neochromes | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                     | 60 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 65 | -12.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 70 | -11.00 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                     | 75 | -10.50 ► +5.00 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

# NATURA / TRANSITIONS GEN S

| Indeks                           | Ø  | Zakres          | Materiał          | Kolory                                                                     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ▶ +7.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald             |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +7.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.53</b><br>B.C: 1.00 - 8.00  | 55 | -10.00 ▶ +4.50  | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            | -          |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -9.00 ▶ +4.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.00 ▶ +4.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +2.50   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -10.00 ▶ +5.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -9.00 ▶ +5.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -15.00 ▶ +6.00  | Transitions GEN S | Brown<br>Amber<br>Grey<br>Sapphire<br>Green<br>Ruby<br>Emerald<br>Amethyst |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -14.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -12.50 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +4.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 80 | -9.00 ▶ +3.00   |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.75 - 10.00 | 55 | -19.00 ▶ +10.00 | Transitions GEN S | Brown<br>Grey                                                              |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -18.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -16.00 ▶ +10.00 |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ▶ +7.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -10.00 ▶ +6.00  |                   |                                                                            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## NATURA / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +5.00  | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +5.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -12.00 ► +6.50 | Transitions DriveWear |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.00 ► +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ► +6.50 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ► +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ► +6.50  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał              | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|-----------------------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.50 | 55 | -11.00 ▶ +7.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.00 ▶ +7.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +7.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 72 | -8.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.75 - 8.50  | 55 | -13.00 ▶ +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -11.50 ▶ +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ▶ +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ▶ +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ▶ +5.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.75 - 8.00  | 55 | -12.00 ▶ +6.00 | Transitions XTRActive | Brown Grey       |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 60 | -10.50 ▶ +6.00 |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -7.00 ▶ +6.00  |                       |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał                        | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|---------------------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 8.75 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +3.50  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.00 ▶ +5.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +5.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.50 ▶ +5.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -8.50 ▶ +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.00 - 7.50 | 55 | -13.00 ▶ +6.00 | Transitions XTRActive Polarized | Grey   |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -12.00 ▶ +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ▶ +6.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ▶ +4.00 |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -9.50 ▶ +4.00  |                                 |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory                 | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|----------------|----------|------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.50 ▶ +5.00  | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.50 ▶ +5.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ▶ +5.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -7.50 ▶ +4.50  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -11.00 ▶ +6.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey<br>Green |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.00 ▶ +6.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -9.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ +6.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b><br>B.C: 0.50 - 8.50 | 55 | -14.00 ▶ +7.00 | NuPolar  | Brown<br>Grey          |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -12.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -11.00 ▶ +7.00 |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -3.50 ▶ +4.00  |          |                        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / NUPOLAR GRADIENT

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 2.00 - 8.00 | 55 | -8.50 ► +4.50 | NuPolar Gradient | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -7.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ► +4.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.50 ► +3.50 |                  |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / NUPOLAR INFINITE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał         | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +5.00 | NuPolar Infinite | Grey   | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -8.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -7.50 ► +5.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.00 ► +4.50 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -6.00 ► +4.00 |                  |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / NUPOLAR TINTED UNIVERSE

| Indeks                          | Ø  | Zakres        | Materiał                | Kolory                   | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|---------------|-------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 4.25 - 8.25 | 55 | -9.00 ► +4.00 | NuPolar Tinted Universe | Amber Venus              | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 |    |               |                         | Wine Mars                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 60 | -7.50 ► +4.00 |                         | Olive Earth Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Amethyst Galaxy          |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -6.50 ► +4.00 |                         | Amber Venus Gradient     |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Wine Mars Gradient       |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -6.00 ► +4.00 |                         | Magenta Mercury          |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                 |    |               |                         | Amethyst Galaxy Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Navy Neptune             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Magenta Mercury Gradient |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -5.00 ► +3.50 |                         | Olive Earth              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 |    |               |                         | Navy Neptune Gradient    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## NATURA / SOLIS II

| Indeks                           | Ø  | Zakres         | Materiał | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 55 | -11.00 ► +6.00 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -10.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -9.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -8.00 ► +6.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.00 ► +5.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.56</b><br>B.C: 0.50 - 8.00  | 55 | -10.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -8.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -7.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.25  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -10.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -9.50 ► +6.50  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -8.50 ► +4.00  |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 0.50 - 8.50  | 55 | -12.50 ► +6.50 | Solis II | Brown Grey |    |       |           |          |            |            |           | -      |                 |
|                                  | 60 | -11.50 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 65 | -11.00 ► +6.50 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 70 | -11.00 ► +6.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                  | 75 | -11.00 ► +4.00 |          |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

# SOCZEWKI SPECJALISTYCZNE

## LUMI KIDS ®

- Potwierdzone klinicznie soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci, spowalniające jej progresję nawet o 29%
- Pomagają zmniejszyć ryzyko przyszłych powikłań zdrowotnych oczu dzięki wczesnej kontroli krótkowzroczności
- Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi, porównywalna z wiodącymi rozwiązaniami do kontroli krótkowzroczności
- Dostępne w wielu wariantach indeksu, w tym jako soczewki bezbarwne, fotochromowe i polaryzacyjne
- Elastyczna oferta soczewek dopasowana do różnych potrzeb związanych ze stylem życia i widzeniem młodych użytkowników

## BOD SPORT ™

- Wysokowydajne soczewki zaprojektowane do sportu i dynamicznego ruchu
- Szerokie, stabilne pole widzenia z ograniczonymi zniekształceniami peryferyjnymi dla lepszej orientacji przestrzennej
- Wyraźne i precyzyjne widzenie podczas szybkich ruchów oczu oraz głowy
- Zoptymalizowane do zakrzywionych opraw sportowych, zapewniające ostre i naturalne widzenie
- Dostępne w wielu wariantach indeksu, jako soczewki bezbarwne, fotochromowe i polaryzacyjne

## JUNIOR

- Lekkie i odporne na uderzenia soczewki zaprojektowane specjalnie dla dzieci, zapewniające bezpieczne i komfortowe noszenie na co dzień
- Trwałe, z powłokami odpornymi na zarysowania, antyrefleksyjnymi oraz chroniącymi przed promieniowaniem UV
- Dostępne opcje ochrony przed światłem niebieskim, pomagające ograniczyć cyfrowe zmęczenie wzroku podczas korzystania z ekranów

## THERAPEUTIC TINTS

- Specjalistyczne soczewki barwione zaprojektowane w celu zmniejszenia wrażliwości na światło i dyskomfortu widzenia
- Selektywna filtracja światła pomaga poprawić kontrast oraz zmniejszyć zmęczenie oczu w codziennym otoczeniu
- Wspierają komfort i równowagę widzenia u użytkowników doświadczających migren, zmęczenia wzroku podczas pracy z ekranami lub nadwrażliwości na światło



## CLEAR ROAD ™

- Soczewki zaprojektowane specjalnie do prowadzenia pojazdów, zapewniające wyraźne i stabilne widzenie na drodze
- Ograniczone olśnienie powodowane przez światła nadjeżdżających pojazdów oraz lepsza widoczność przy słabym oświetleniu i w trudnych warunkach pogodowych
- Zwiększony kontrast i lepsze postrzeganie kolorów dla bezpieczniejszej i bardziej precyzyjnej jazdy
- Mniejsze zmęczenie oczu podczas długich tras
- Dostępne jako soczewki bezbarwne lub fotochromowe soczewki polaryzacyjne, dopasowujące się do zmiennych warunków oświetlenia

## LUMI KIDS / CLEAR

| Indeks                                                                                                             | Ø  | Zakres     | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25 | 55 | -11.00 ▶ 0 | Bezbarwne |        | -  | -     | -         | -        |            | -          | -         | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -11.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -9.00 ▶ 0  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -6.00 ▶ 0  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -13.00 ▶ 0 | Bezbarwne |        | -  | -     | -         | -        |            | -          | -         | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -13.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -8.00 ▶ 0  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -8.00 ▶ 0  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> <br>B.C: 0.50 - 11.00 | 55 | -15.00 ▶ 0 | Bezbarwne |        | -  | -     | -         | -        |            | -          | -         | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -15.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -11.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -9.00 ▶ 0  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -6.00 ▶ 0  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.74</b> <br>B.C: 0.50 - 9.00  | 55 | -14.00 ▶ 0 | Bezbarwne |        | -  | -     | -         | -        |            | -          | -         | -      | -               |
|                                                                                                                    | 60 | -14.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 65 | -12.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 70 | -10.00 ▶ 0 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                                                                                                    | 75 | -7.00 ▶ 0  |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## LUMI KIDS / NEOCHROMES

| Indeks                          | Ø  | Zakres     | Materiał   | Kolory     | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|------------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 8.00 | 55 | -11.50 ▶ 0 | Neochromes | Brown Grey | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.50 ▶ 0 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ 0 |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.50 ▶ 0  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 73 | -9.00 ▶ 0  |            |            |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## LUMI KIDS / NUPOLAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres     | Materiał | Kolory           | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|------------|----------|------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.60</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -11.50 ▶ 0 | NuPolar  | Brown Grey Green | -  | -     | -         | -        | -          |            | -         | -      | -               |
|                                 | 60 | -10.50 ▶ 0 |          |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -10.00 ▶ 0 |          |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -9.00 ▶ 0  |          |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -8.00 ▶ 0  |          |                  |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## JUNIOR / CLEAR

| Indeks                                                                                                             | Ø  | Zakres     | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25 | 52 | 0 ► +12.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 56 | 0 ► +12.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## JUNIOR / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres     | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 52 | 0 ► +12.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           |        | -               |
|                                  | 56 | 0 ► +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## JUNIOR FF / CLEAR

| Indeks                                                                                                             | Ø  | Zakres     | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b> <br>B.C: 0.50 - 13.25 | 52 | 0 ► +12.00 | Bezbarwne |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                                                                                                    | 56 | 0 ► +12.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

 BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## JUNIOR FF / BLUE 420

| Indeks                           | Ø  | Zakres     | Materiał | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|----------------------------------|----|------------|----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 0.50 - 10.00 | 52 | 0 ► +12.00 | BLUE 420 |        |    |       |           |          |            |            |           | -      | -               |
|                                  | 56 | 0 ► +12.00 |          |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## CLEAR ROAD SV / CLEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -12.00 ► +11.00 | Bezbarwne |        | -  | -     | -         | -        | -          | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.50 ► +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## CLEAR ROAD SV / TRANSITIONS DRIVEWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.50  | Transitions Drivewear |        | -  | -     | -         | -        | -          | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | Transitions Drivewear |        | -  | -     | -         | -        | -          | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.00 ► +10.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## CLEAR ROAD PAL / CLEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.60</b><br>B.C: 0.50 - 9.00 | 55 | -12.00 ► +11.00 | Bezbarwne |        | -  | -     | -         | -        | -          | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -11.50 ► +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.00 ► +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +11.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## CLEAR ROAD PAL / TRANSITIONS DRIVWEAR

| Indeks                          | Ø  | Zakres          | Materiał              | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.50</b><br>B.C: 1.25 - 8.25 | 55 | -10.00 ► +7.50  | Transitions Drivewear |        | -  | -     | -         | -        | -          | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -9.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -8.50 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -7.50 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 74 | -7.00 ► +7.50   |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b><br>B.C: 2.25 - 8.25 | 55 | -15.00 ► +10.00 | Transitions Drivewear |        | -  | -     | -         | -        | -          | -          |           | -      | -               |
|                                 | 60 | -13.00 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 65 | -11.50 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 70 | -10.00 ► +10.00 |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|                                 | 75 | -9.25 ► +10.00  |                       |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## BOD SPORT SV / CLEAR

| Indeks      | Ø         | Zakres           | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------|-----------|------------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.59</b> | B.C:<br>6 | 70 -3.50 ▶ +6.50 | Bezbarwne |        | -  | -     |           | -        |            |            |           | -      | -               |
|             |           | 75 -3.00 ▶ +6.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C:<br>8 | 70 -2.50 ▶ +8.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 75 -2.00 ▶ +7.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> | B.C:<br>6 | 70 -3.00 ▶ +6.00 | Bezbarwne |        | -  | -     |           | -        |            |            |           |        |                 |
|             |           | 75 -2.50 ▶ +5.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 80 -2.00 ▶ +4.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C:<br>8 | 70 -2.75 ▶ +8.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 75 -2.00 ▶ +7.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 80 -1.50 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> | B.C:<br>6 | 70 -5.00 ▶ +7.50 | Bezbarwne |        | -  | -     |           | -        |            |            |           | -      | -               |
|             |           | 75 -4.50 ▶ +7.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 80 -4.00 ▶ +7.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C:<br>8 | 70 -2.00 ▶ +9.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 75 -1.50 ▶ +9.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 80 -1.00 ▶ +8.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## BOD SPORT SV / POLARO

| Indeks      | Ø         | Zakres           | Materiał | Kolory       | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------|-----------|------------------|----------|--------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.59</b> | B.C:<br>6 | 70 -4.00 ▶ +6.50 | Polaro   | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |           | 75 -3.50 ▶ +6.50 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C:<br>8 | 70 -4.00 ▶ +9.00 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 75 -3.50 ▶ +7.00 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> | B.C:<br>6 | 70 -4.00 ▶ +6.00 | Polaro   | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         |        | -               |
|             |           | 75 -3.50 ▶ +6.00 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C:<br>8 | 70 -3.50 ▶ +8.50 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 75 -2.50 ▶ +8.50 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> | B.C:<br>6 | 70 -6.00 ▶ +7.00 | Polaro   | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         |        | -               |
|             |           | 75 -5.00 ▶ +7.00 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C:<br>8 | 70 -6.00 ▶ +7.00 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |           | 75 -5.00 ▶ +7.00 |          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

BOD SPORT SV / TRANSITIONS GEN S

| Indeks | Ø       | Zakres |               | Materiał          | Kolory                                                             | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|--------|---------|--------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| 1.59   | B.C.: 6 | 70     | -4.00 ▶ +6.50 | Transitions GEN S | Brown / Grey / Green/ Emerald / Amethyst / Amber / Sapphire / Ruby | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      |                 |
|        |         | 75     | -3.50 ▶ +6.50 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 79     | -3.00 ▶ +6.50 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        | B.C.: 8 | 70     | -4.00 ▶ +9.00 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 75     | -3.50 ▶ +9.00 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 79     | -3.00 ▶ +9.00 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| 1.60   | B.C.: 6 | 70     | -5.00 ▶ +6.00 | Transitions GEN S | Brown / Grey / Green/ Emerald / Amethyst / Amber / Sapphire / Ruby | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      |                 |
|        |         | 75     | -4.00 ▶ +6.00 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 80     | -3.50 ▶ +6.00 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        | B.C.: 8 | 70     | -4.00 ▶ +9.00 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 75     | -3.00 ▶ +9.00 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| 1.67   | B.C.: 6 | 70     | -5.00 ▶ +6.50 | Transitions GEN S | Brown / Grey / Green/ Emerald / Amethyst / Amber / Sapphire / Ruby | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      |                 |
|        |         | 75     | -4.50 ▶ +6.50 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 80     | -4.00 ▶ +6.50 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        | B.C.: 8 | 70     | -4.00 ▶ +9.50 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 75     | -3.50 ▶ +9.50 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|        |         | 80     | -3.00 ▶ +9.50 |                   |                                                                    |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## BOD SPORT SV / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks      | Ø          | Zakres |               | Materiał                 | Kolory       | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------|------------|--------|---------------|--------------------------|--------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.59</b> | B.C.:<br>6 | 70     | -5.00 ▶ +6.00 | Transitions<br>XTRActive | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |            | 75     | -4.00 ▶ +6.00 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C.:<br>8 | 70     | -5.00 ▶ +8.50 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 75     | -4.00 ▶ +8.00 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> | B.C.:<br>6 | 70     | -4.50 ▶ +6.00 | Transitions<br>XTRActive | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |            | 75     | -4.00 ▶ +6.00 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 80     | -3.50 ▶ +6.00 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C.:<br>8 | 70     | -3.50 ▶ +9.00 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 75     | -2.50 ▶ +9.00 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> | B.C.:<br>6 | 70     | -5.00 ▶ +6.50 | Transitions<br>XTRActive | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |            | 75     | -4.50 ▶ +6.50 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 80     | -4.00 ▶ +6.50 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C.:<br>8 | 70     | -4.00 ▶ +9.50 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 75     | -3.50 ▶ +9.50 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 80     | -3.00 ▶ +9.50 |                          |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## BOD SPORT PAL / CLEAR

| Indeks      | Ø      | Zakres           | Materiał  | Kolory | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------|--------|------------------|-----------|--------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.59</b> | B.C: 6 | 70 -4.00 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           | -        |            |            |           | -      | -               |
|             |        | 75 -4.00 ▶ +5.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70 -3.00 ▶ +6.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75 -3.00 ▶ +5.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> | B.C: 6 | 70 -3.50 ▶ +4.50 | Bezbarwne |        |    |       |           | -        |            |            |           |        | -               |
|             |        | 75 -3.00 ▶ +4.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 80 -3.00 ▶ +3.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70 -3.00 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75 -3.00 ▶ +6.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 80 -2.50 ▶ +5.50 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> | B.C: 6 | 70 -5.50 ▶ +5.00 | Bezbarwne |        |    |       |           | -        |            |            |           | -      | -               |
|             |        | 75 -5.00 ▶ +5.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 80 -5.00 ▶ +5.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70 -2.50 ▶ +8.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75 -2.00 ▶ +7.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 80 -2.00 ▶ +6.00 |           |        |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## BOD SPORT PAL / POLARO

| Indeks      | Ø      | Zakres           | Materiał | Kolory         | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------|--------|------------------|----------|----------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.59</b> | B.C: 6 | 70 -4.50 ▶ +5.00 | Polaro   | Brązowy, Szary |    |       |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |        | 75 -4.50 ▶ +5.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70 -4.50 ▶ +6.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75 -4.50 ▶ +5.50 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> | B.C: 6 | 70 -4.50 ▶ +4.00 | Polaro   | Brązowy, Szary |    |       |           | -        |            |            | -         |        | -               |
|             |        | 75 -4.50 ▶ +4.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70 -4.00 ▶ +7.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75 -4.00 ▶ +7.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> | B.C: 6 | 70 -6.00 ▶ +4.00 | Polaro   | Brązowy, Szary |    |       |           | -        |            |            | -         |        | -               |
|             |        | 75 -5.00 ▶ +4.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70 -6.00 ▶ +7.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75 -5.50 ▶ +6.00 |          |                |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

CYLINDER DO +6

## BOD SPORT PAL / TRANSITIONS GEN S

| Indeks      | Ø          | Zakres |               | Materiał             | Kolory                                                                      | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------|------------|--------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.59</b> | B.C.:<br>6 | 70     | -4.50 ▶ +5.00 | Transitions<br>GEN S | Brown / Grey /<br>Green/ Emerald /<br>Amethyst / Amber /<br>Sapphire / Ruby | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      |                 |
|             |            | 75     | -4.50 ▶ +5.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 79     | -4.50 ▶ +5.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C.:<br>8 | 70     | -5.00 ▶ +7.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 75     | -5.00 ▶ +7.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 79     | -4.50 ▶ +7.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> | B.C.:<br>6 | 70     | -5.50 ▶ +4.00 | Transitions<br>GEN S | Brown / Grey /<br>Green/ Emerald /<br>Amethyst / Amber /<br>Sapphire / Ruby | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      |                 |
|             |            | 75     | -5.00 ▶ +4.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 80     | -5.00 ▶ +4.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C.:<br>8 | 70     | -5.00 ▶ +7.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 75     | -4.50 ▶ +7.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 80     | -4.50 ▶ +7.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> | B.C.:<br>6 | 70     | -6.00 ▶ +6.00 | Transitions<br>GEN S | Brown / Grey /<br>Green/ Emerald /<br>Amethyst / Amber /<br>Sapphire / Ruby | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      |                 |
|             |            | 75     | -6.00 ▶ +6.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 80     | -6.00 ▶ +6.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C.:<br>8 | 70     | -5.00 ▶ +8.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 75     | -5.00 ▶ +8.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |            | 80     | -4.50 ▶ +8.00 |                      |                                                                             |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6

## BOD SPORT PAL / TRANSITIONS XTRACTIVE

| Indeks      | Ø      | Zakres |               | Materiał              | Kolory       | UC | Basis | CLARUS II | Blue PRO | Sericum UV | Achromatic | UltraSlik | Mirror | Flash to Mirror |
|-------------|--------|--------|---------------|-----------------------|--------------|----|-------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| <b>1.59</b> | B.C: 6 | 70     | -5.50 ▶ +4.00 | Transitions XTRActive | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |        | 75     | -5.50 ▶ +4.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70     | -6.00 ▶ +6.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75     | -6.00 ▶ +6.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.60</b> | B.C: 6 | 70     | -5.00 ▶ +4.00 | Transitions XTRActive | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |        | 75     | -5.00 ▶ +4.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 80     | -4.50 ▶ +4.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 70     | -4.00 ▶ +7.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
| <b>1.67</b> | B.C: 6 | 70     | -5.50 ▶ +5.00 | Transitions XTRActive | Brown / Grey | -  | -     |           | -        |            |            | -         | -      | -               |
|             |        | 75     | -5.50 ▶ +5.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 80     | -5.50 ▶ +5.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             | B.C: 8 | 70     | -5.00 ▶ +8.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 75     | -5.00 ▶ +8.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |
|             |        | 80     | -4.50 ▶ +8.00 |                       |              |    |       |           |          |            |            |           |        |                 |

BARWIENIE

CYLINDER DO +6



**OPARCI NA NIEZAWODNOŚCI.  
NAPĘDZANI PARTNERSTWEM.**

# POWŁOKI

## 3 LATA

GWARANCJI NA WSZYSTKIE POWŁOKI

### ULTRASLIK

- Superpremium powłoka antyrefleksyjna o wyjątkowo niskim poziomie odbić, zapewniająca wyraźne widzenie bez olśnień
- Wyjątkowa przejrzystość poprawia kontrast, widoczność detali oraz ogólną ostrość widzenia
- Zaawansowana ochrona powierzchni dzięki właściwościom hydrofobowym, oleofobowym i odpornym na zarysowania, zapewniająca długotrwałe użytkowanie

**INDEKS:** 1.50 / 1.53 / 1.56 / 1.59 / 1.60 / 1.67 / 1.74

### BLUE PRO

- Powłoka antyrefleksyjna z filtrem światła niebieskiego, zaprojektowana w celu zmniejszenia zmęczenia oczu podczas korzystania z ekranów cyfrowych
- Połączona ochrona przed światłem niebieskim oraz promieniowaniem UV odbitym od wewnętrznej strony soczewki dla większego komfortu widzenia na co dzień
- Trwała, łatwa w czyszczeniu powierzchnia o właściwościach hydrofobowych, oleofobowych oraz wysokiej odporności na zarysowania

**INDEKS:** 1.50 / 1.53 / 1.56 / 1.59 / 1.60 / 1.67 / 1.74

### ACHROMATIC

- Powłoka antyrefleksyjna bez koloru reszkowego, zapewniająca wierne postrzeganie barw i naturalną ostrość widzenia
- Wysoka transmisja światła zapewniająca jaśniejsze, wyraźniejsze widzenie oraz lepszą dokładność odwzorowania kolorów
- Zaawansowana ochrona powierzchni dzięki właściwościom hydrofobowym, oleofobowym, antystatycznym i odpornym na zarysowania

**INDEKS:** 1.50 / 1.60 / 1.67 / 1.74

### CLARUS II

- Powłoka antyrefleksyjna o wysokiej przejrzystości, ograniczająca olśnienie i poprawiająca ostrość widzenia
- Trwała, wielowarstwowa powierzchnia o właściwościach hydrofobowych i oleofobowych, ułatwiająca czyszczenie
- Powłoka o wysokiej odporności na zarysowania, zaprojektowana z myślą o długotrwałym codziennym użytkowaniu

**INDEKS:** 1.50 / 1.53 / 1.56 / 1.59 / 1.60 / 1.67 / 1.74

### SERICUM UV

- Powłoka antyrefleksyjna z ochroną UV od wewnętrznej strony soczewki, pomagająca ograniczyć szkodliwe odbicia promieniowania UV docierające do oczu
- Zaawansowana powierzchnia hydrofobowa i oleofobowa odpycha wodę, tłuszcz oraz kurz, ułatwiając czyszczenie
- Trwała, wielowarstwowa powłoka o właściwościach odpornych na zarysowania, zapewniająca długotrwałe użytkowanie na co dzień

**INDEKS:** 1.50 / 1.53 / 1.56 / 1.59 / 1.60 / 1.67 / 1.74



\*Gwarancja producenta obejmuje wady integralności powłoki soczewki, na przykład pęknięcia itp. Producent nie uznaje reklamacji dotyczących mechanicznych uszkodzeń powłoki soczewki.

## POWŁOKI

### 3 LATA

GWARANCJI NA WSZYSTKIE  
POWŁOKI

|                             | SUPER PREMIUM<br>ULTRASLIK                                                                              | ACHROMATIC                                                                                        | Sericum UV                                                                                      | BluePRO                                                                                           | Clarus II                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REDUKCJA ODBLASKÓW          | ● ● ● ● ●                                                                                               | ● ● ● ● ○                                                                                         | ● ● ● ○ ○                                                                                       | ● ● ○ ○ ○                                                                                         | ● ● ● ○ ○                                                                                       |
| ODPORNOŚĆ NA<br>ZABRUDZENIA | ● ● ● ● ●                                                                                               | ● ● ● ● ○                                                                                         | ● ● ● ● ○                                                                                       | ● ● ● ● ○                                                                                         | ● ● ● ○ ○                                                                                       |
| ODPORNOŚĆ NA WODĘ           | ● ● ● ● ●                                                                                               | ● ● ● ● ○                                                                                         | ● ● ● ● ○                                                                                       | ● ● ● ● ○                                                                                         | ● ● ● ○ ○                                                                                       |
| ODPORNOŚĆ NA KURZ           | ● ● ● ● ●                                                                                               | ● ● ● ● ●                                                                                         | ● ● ● ● ●                                                                                       | ● ● ● ● ●                                                                                         | ● ● ● ● ●                                                                                       |
| ODPORNOŚĆ NA<br>ZARYSOWANIA | ● ● ● ● ●                                                                                               | ● ● ● ● ○                                                                                         | ● ● ● ○ ○                                                                                       | ● ● ● ● ●                                                                                         | ● ● ● ● ○                                                                                       |
| ODBICIE RESZTKOWE*          | <br>ZŁOTY / FIOLETOWY | <br>BEZBARWNY | <br>ZIELONY | <br>NIEBIESKI | <br>ZIELONY |
| CECHY UNIKALNE              | POZIOM SUPER PREMIUM<br>ODPORNOŚĆ I<br>DŁUGOTRWAŁA<br>TRWAŁOŚĆ                                          | WYJĄTKOWA CZYSTOŚĆ<br>OBRAZU I<br>DOKŁADNE ODWO-<br>ROWANIE KOLORÓW                               | OCHRONA UV<br>ŁATWOCZYSZCZĄCA                                                                   | MAKSYMALNA<br>OCHRONA PRZED<br>NIEBIESKIM ŚWIATŁEM<br>ORAZ UV                                     | ODPORNOŚĆ NA<br>ZARYSOWANIA I<br>TRWAŁA<br>POWIERZCHNIA                                         |
| NAJLEPSZE DOPASOWANIE       | PROWADZENIE<br>SAMOCHODÓW,<br>AKTYWNY TRYB ŻYCIA                                                        | GRAFICY<br>FOTOGRAFOWIE,<br>OSOBY PRACUJĄCE<br>PRZED KAMERĄ                                       | AKTYWNY TRYB ŻYCIA<br>NA ZEWNĄTRZ                                                               | OSOBY SPEDZAJĄCE<br>DUŻO CZASU PRZED<br>EKRANAMI CYFROWYMI                                        | UNIWERSALNI<br>UŻYTKOWNICY                                                                      |

\*Odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić w zależności od materiałów drukarskich.

# POWŁOKI LUSTRZANE

## 3 LATA

GWARANCJI I NA WSZYSTKIE POWŁOKI

INDEKS: 1.50 | 1.60 | 1.67


### MIRROR

- Powłoka lustrzana, która podkreśla styl, jednocześnie ograniczając olśnienie i intensywność światła
- W połączeniu z ochroną UV od wewnętrznej strony soczewki zapewnia lepszą ochronę oczu
- Dostępna w wariantach Blue & Silver z szarym barwieniem oraz Gold & Red z brązowym barwieniem

#### KOLORY



**BLUE and SILVER**  
grey tinting 85%



**GOLD and RED**  
brown tintng 85%

### FLASH-TO-MIRROR

- Powłoka lustrzana, która zapewnia efekt lustra, zachowując jednocześnie przejrzystość widzenia w pomieszczeniach
- Idealna do soczewek fotochromowych, płynnie dostosowujących się do warunków wewnątrz i na zewnątrz
- Dostępna w wariantach lustrzanych Blue i Green

#### KOLORY

SOLIS II (GREY) > **BLUE MIRROR**

SOLIS II (BROWN) > **GREEN MIRROR**



\*Gwarancja producenta obejmuje wady integralności powłoki soczewki, na przykład pęknięcia itp. Producent nie uznaje reklamacji dotyczących mechanicznych uszkodzeń powłoki soczewki.

# MATERIAŁY

INDEKS: 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74

## TRILOGY

Materiał soczewkowy nowej generacji, który łączy wyjątkową wytrzymałość, ultraniską wagę oraz doskonałe właściwości optyczne.


- Zapewnia wysoką ostrość obrazu i kontrast przy minimalnych zniekształceniach oraz bez aberracji chromatycznej, gwarantując ostre widzenie na całej powierzchni soczewki.
- Jeden z najlżejszych dostępnych materiałów optycznych, dzięki czemu szczególnie dobrze sprawdza się w okularach dziecięcych oraz w codziennym komforcie użytkowania.
- Idealny do okularów dziecięcych — lekka konstrukcja zmniejsza nacisk na nasadę nosa w okresie wczesnego rozwoju twarzy.
- Zapewnia 100% ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB do 394 nm bez konieczności stosowania dodatkowych dodatków absorbujących UV, co wspiera długotrwałą trwałość powłok.

## BLUE 420

Materiał soczewkowy zaprojektowany w celu zmniejszenia cyfrowego zmęczenia wzroku, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego postrzegania kolorów i komfortu widzenia.

- Pomaga ograniczyć napięcie oczu oraz zmęczenie wzroku spowodowane długotrwałym korzystaniem z ekranów.
- Blokuję około 95% szkodliwego niebieskiego światła HEV do 420 nm.
- Przepuszcza do 85% korzystnego niebieskiego światła, zapewniając zrównoważone widzenie.
- Zapewnia 100% ochronę przed promieniowaniem UV do 400 nm.
- Idealny do codziennego użytkowania w środowiskach cyfrowych.

### PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO



## ENCHROMA

Specjalistyczna technologia soczewek zaprojektowana w celu poprawy rozróżniania kolorów u osób z zaburzeniem widzenia barw w zakresie czerwieni i zieleni / daltonizmem czerwono-zielonym (CVD).

- Poprawia rozróżnianie barw czerwonej i zielonej oraz kontrast widzenia
- Wykorzystuje opatentowaną technologię selektywnej filtracji światła
- Dostępna w wariantach soczewek do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Może pomóc poprawić postrzeganie kolorów nawet u 80% osób z CVD

## MATERIAŁY

INDEKS: 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74

### NEOCHROMES

- Zaawansowany materiał fotochromowy, który szybko dostosowuje się do zmieniających się warunków oświetlenia
- Szybkie przyciemnianie na zewnątrz i przejrzyste widzenie w pomieszczeniach
- Wbudowany filtr światła niebieskiego dla większego komfortu widzenia

#### KOLORY



GREY



BROWN

 **BARWIENIE**

### SOLIS II

- Zrównoważony materiał fotochromowy do codziennego użytkowania wewnątrz i na zewnątrz
- Niezawodna adaptacja do światła przy naturalnym postrzeganiu kolorów
- Ekonomiczne rozwiązanie z solidną ochroną przeciwsłoneczną i UV

#### KOLORY



GREY



BROWN

### POLARO

- Materiał soczewkowy polaryzacyjny, który ogranicza olśnienie od powierzchni odbijających światło
- Poprawia kontrast i zwiększa ostrość widzenia w warunkach intensywnego oświetlenia
- Idealny do aktywności na świeżym powietrzu oraz prowadzenia pojazdów

#### KOLORY



GREY

BROWN

## MATERIAŁY

INDEKS: 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74

### TRANSITIONS® GEN S™

- Soczewki fotochromowe nowej generacji z ultraszybką adaptacją do światła
- Szybkie przyciemnianie na zewnątrz i szybki powrót do jasności w pomieszczeniach, zapewniające płynny komfort widzenia
- Zwiększona przejrzystość i komfort widzenia w każdych warunkach oświetleniowych

#### KOLORY



#### BARWIENIE

### TRANSITIONS® XTRACTIVE™ POLARIZED

- Soczewki fotochromowe z polaryzacją, zapewniające maksymalną redukcję oślnienia w warunkach intensywnego oświetlenia na zewnątrz
- Silnie przyciemniają się na zewnątrz i aktywują się za szybą samochodową, zapewniając komfort podczas prowadzenia pojazdu
- Polaryzacja działa wyłącznie na zewnątrz, a soczewki pozostają bezbarwne w pomieszczeniach

#### KOLORY



### TRANSITIONS® XTRACTIVE™

- Wyjątkowo ciemne soczewki fotochromowe zaprojektowane do warunków intensywnego oświetlenia
- Aktywują się za szybą samochodową i zachowują lekkie zabarwienie w pomieszczeniach dla większego komfortu
- Dostępne w wariantach kolorystycznych Grey, Brown i Green

#### KOLORY



### TRANSITIONS® DRIVEWEAR™

- Fotochromowe soczewki polaryzacyjne dostosowujące się do zmieniających się warunków oświetlenia w ciągu dnia
- Unikalna technologia zmieniająca odcień między Olive, Copper i Dark Brown, zapewniająca zoptymalizowany kontrast i ostrość widzenia
- Ograniczają oślnienie, poprawiają kontrast i zwiększają widoczność, zapewniając większy komfort widzenia na zewnątrz.

#### KOLORY



## MATERIAŁY

INDEKS: 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74

### NUPOLAR

- Soczewki polaryzacyjne eliminujące olśnienia od powierzchni odbijających światło, takich jak woda, śnieg i drogi
- Poprawiają kontrast, postrzeganie kolorów oraz ogólną ostrość widzenia w warunkach intensywnego oświetlenia
- Zapewniają komfortowe, kontrastowe widzenie podczas aktywności na świeżym powietrzu i prowadzenia pojazdów.

#### KOLORY



BROWN

GREEN

GREY

### NUPOLAR GRADIENT

- Polaryzacyjne soczewki gradalne łączące redukcję olśnienia ze stylowym, nowoczesnym wyglądem
- Ciemniejsza górna strefa i jaśniejsza dolna część zapewniają zrównoważoną kontrolę światła oraz komfortowe widzenie na co dzień.

#### KOLORY



BROWN

GREY

### NUPOLAR INFINITE GREY

- Fotochromowe soczewki polaryzacyjne, które dostosowują się do zmieniających się warunków oświetlenia w zakresie barwienia
- Nigdy nie są całkowicie bezbarwne — soczewki stale regulują poziom przyciemnienia, zapewniając spójny komfort widzenia
- Ograniczają olśnienie i zmęczenie oczu, poprawiając ostrość widzenia w jasnym oraz zmiennym oświetleniu.

#### KOLORY




GREY

### NUPOLAR MIRROR

- Wysokiej jakości polaryzacja NuPolar połączona su stylowymi powłokami lustrzanymi, nakładanymi bezpośrednio w naszym laboratorium.
- Dostępne w trzech wyjątkowych zestawieniach: lustro srebrne lub niebieskie na szarej soczewce bazowej oraz lustro złote na brązowej soczewce bazowej.
- Skutecznie blokuje oślepiające odbłaski od wody, drogi i innych płaskich powierzchni, zapewniając maksymalny komfort.
- Zwiększa głębię ostrości oraz kontrast kolorów, gwarantując niezwykle wyraźne widzenie w jasnym świetle słonecznym.
- Dostępne w indeksie 1.50.

#### KOLORY



BLUE

SILVER

GOLD

GOLD

### NUPOLAR TINTED UNIVERSE

- Barwione soczewki polaryzacyjne inspirowane kolorami różnych planet
- Redukują olśnienie, zapewniają ochronę UV i zwiększają komfort widzenia na zewnątrz
- Sześć stylowych kolorów dostępnych z pełnym lub gradientowym barwieniem
- Powłoka antyrefleksyjna Premium Achromatic zapewnia wyraźniejsze widzenie i naturalne postrzeganie kolorów
- Dostępne wyłącznie w indeksie 1.50

#### KOLORY



MAGENTA MERCURY

AMETHYST GALAXY

NAVY NEPTUNE

WINE MARS

AMBER VENUS

OLIVE EARTH


# TECHNOLOGIE

## COLOR SIGHT

- Bezwzględna redukcja aberracji chromatycznych.
- Poprawiona ostrość i wyrazistość obrazu.
- Niezrównana jakość widzenia.
- Wyraźne i naturalne widzenie.
- Zwiększona przejrzystość niezależnie od kierunku patrzenia.

Konstrukcje z technologią Color Sight Technology:

**Effecto+, Velveto+, Multifit+, No Tense+, Okos+**



## STEADY TECHNOLOGY

- Większa stabilność obrazu, ograniczająca efekt „pływania”.
- Lepsza ostrość widzenia peryferyjnego w dali.

Konstrukcje z technologią Steady Technology:  
**Velveto+, Multifit+, Natura**

## CAMBER TECHNOLOGY

- Zapewnia wyjątkowe wrażenia wzrokowe we wszystkich strefach.
- Przestronna strefa do czytania.
- Poprawione widzenie peryferyjne.
- Szybsza adaptacja u większości użytkowników.
- Estetyczny wygląd.

Konstrukcje z technologią Camber Technology:

**Effecto+, Camber Office, Compass Lens**

## STEADY PLUS TECHNOLOGY

- Większa stabilność obrazu, ograniczająca efekt „pływania”.
- Lepsza ostrość widzenia peryferyjnego w dali.

Konstrukcje z technologią Steady Plus Technology:  
**Effecto+**

## DIGITAL RAY-PATH 2

- Szerokie pola widzenia.
- Precyzyjne i komfortowe widzenie.
- Spójne, płynne wrażenia wzrokowe.
- Niemal całkowite wyeliminowanie rozmycia peryferyjnego.
- Doskonała jakość widzenia podczas korzystania z urządzeń cyfrowych.

Konstrukcje z technologią Digital RAY-PATH 2 Technology:

**Effecto+, Velveto+, Multifit+, No Tense+, Okos+, Office, Bifo**

# BARWIENIE



Special  
order



UV filter

Soczewki korekcyjne mogą być barwione na różne kolory i poziomy przyciemnienia, łącząc ochronę przeciwsłoneczną, komfort oraz indywidualny styl.

Jaśniejsze barwienia są zazwyczaj wybierane z myślą o codziennym komforcie, natomiast ciemniejsze barwienia zapewniają silniejszą ochronę w intensywnym świetle słonecznym, szczególnie w połączeniu z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV.


Bod Lenses oferuje szeroki wybór opcji barwienia, w tym barwienie indywidualne

na podstawie próbki koloru dostarczonej przez klienta.

Soczewki fotochromowe również mogą być barwione, łącząc adaptacyjną ochronę przed światłem z większym komfortem i stylem. W pomieszczeniach pozostają lekko zabarwione, a na zewnątrz automatycznie się przyciemniają, zapewniając zrównoważone widzenie w zmiennych warunkach oświetlenia.


## SOCZEWKI BARWIONE\*

INDEX: 1.50 / 1.60 / 1.67 / 1.74



## SOCZEWKI GRADALNIE BARWIONE\*

INDEX: 1.50 / 1.60 / 1.67



\*Soczewki Effecto+ oraz Compass można barwić wyłącznie w indeksie 1.50

# BARWIENIE FASHION COLOR



Special  
order



UV filter

## SOCZEWKI BARWIONE\*

INDEKS: 1.50 / 1.60 / 1.67 / 1.74

YELLOW



5%



10%



15%

BLUE



15%



30%



70%

LAVENDER



15%



30%



70%

ROSE



15%



30%



70%

## SOCZEWKI GRADALNIE BARWIONE\*

INDEKS: 1.50 / 1.60 / 1.67



10 - 0%



30 - 0%



50 - 0%



30 - 0%



50 - 15%



70 - 20%



30 - 0%



50 - 15%



70 - 20%



30 - 0%



50 - 15%



70 - 20%

\*Soczewki Effecto+ oraz Compass można barwić wyłącznie w indeksie 1.50

# PERSONALIZACJA

Oferujemy wyjątkową możliwość obliczenia indywidualnych, biometrycznych parametrów widzenia klienta oraz oprawy, aby jak najlepiej dopasować soczewkę i zapewnić najwyższą jakość widzenia.



## RECEPTA I ADDYCJA (RX)

Technologia Digital Ray-Path 2 oblicza moc, którą użytkownik będzie rzeczywiście odczuwać po zamontowaniu soczewek w oprawie.



## WYMIARY OPRAWY

Parametry oprawy są niezbędne do wykonania okularów o możliwie najlepszej estetyce. Średnica soczewki jest obliczana automatycznie tak, aby uzyskać możliwie najcieńszą soczewkę. Przy produkcji soczewek progresywnych wysokość źrenicy służy do obliczenia optymalnej minimalnej wysokości montażu.



## KĄT PANTOSKOPOWY

Jest to pionowy kąt między osią optyczną a płaszczyzną soczewki.



## ODLEGŁOŚĆ NOSOWO-ŻRENICZNA

Definiowana jako odległość od osi symetrii twarzy do środka źrenicy.



## KĄT WYGIĘCIA OPRAWY

Oprawa o większej krzywiznie. Najlepszy przykład: okulary sportowe.



## STREFA DO CZYTANIA

Odległość od soczewki do obszaru, w którym użytkownik może komfortowo czytać, na przykład książkę, gazetę lub korzystać z tabletu. Pomiar ten służy do obliczenia indywidualnej wartości insetu.



## ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA ŻRENICY DO DOLNEJ KRAWĘDZI OPRAWY

Jest to pionowa odległość od środka źrenicy do dolnej krawędzi oprawy. Zaleca się wykonanie pomiaru osobno dla każdego oka.



## ODLEGŁOŚĆ WIERZCHOŁKOWA

Odległość od rogówki do tylnej powierzchni soczewki.

# KORZYŚCI Z PERSONALIZACJI

**Personalizacja pozwala uzyskać doskonałą jakość obrazu na wszystkich odległościach oraz w obszarach peryferyjnych soczewek.**

**Zapewnia szybszą adaptację użytkownika do nowych okularów.**

**Średnica soczewki jest dobierana automatycznie w celu uzyskania możliwie najcieńszych soczewek.**

## KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

- Maksymalnie szerokie strefy zapewniają panoramiczne widzenie i lepsze postrzeganie głębi
- Optymalne widzenie we wszystkich kierunkach
- Komfort widzenia dzięki indywidualnie zbalansowanym strefom
- Możliwość wyboru kanału progresji
- Znacznie łatwiejszy dobór opraw
- Doskonała adaptacja
- Zmienny inset
- Zminimalizowane aberracje skośne

## OSTRZEŻENIE:

Zastosowanie parametrów indywidualnych może prowadzić do niewielkich odchyień wartości mocy soczewek mierzonych dioptrymierzem względem recepty.

Montaż soczewek w oprawie odbywa się na podstawie oznaczeń wskazanych na opakowaniu.

## ZAKRES MOŻLIWYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW INDYWIDUALNYCH\*:

- Monokularne PD dla lewej i prawej soczewki: od 20 mm do 40 mm
- Odległość wierzchołkowa: od 5 mm do 30 mm
- Kąt pantoskopowy: od  $-10^{\circ}$  do  $25^{\circ}$
- Krzywizna oprawy: od  $0^{\circ}$  do  $45^{\circ}$

\*Jeżeli wartości parametrów klienta wykraczają poza nasze standardowe zakresy, prosimy o kontakt z przedstawicielem Bod Lenses.

# JAK ZAMÓWIĆ SOCZEWKI W KSZTAŁCIE ELIPSY?

Laboratorium Bod Lenses oferuje nie tylko indywidualne soczewki zapewniające wysoką jakość widzenia, ale także szczególnie estetyczne soczewki okularowe.

Jeżeli zależy Państwu na takim efekcie, rekomendujemy zamówienie soczewek eliptycznych. Wybór tej formy wpływa na grubość soczewki. W niektórych przypadkach soczewki mogą być wykonane nawet do 30% cieńsze niż standardowe soczewki okrągłe.

Zależy to od kilku czynników składowych, w szczególności gdy:

- Dane recepty obejmują dodatnie wartości mocy optycznej sph i cyl, a oś znajduje się poziomo lub blisko  $0^\circ/180^\circ$ \*


**Sph  $\oplus$  1,50 D / Cyl  $\oplus$  1,50 D / Oś  $0^\circ$**

- Dane recepty obejmują ujemną wartość mocy sph oraz dodatnią wartość mocy cyl, przy czym wartość cyl jest wyższa, a oś znajduje się poziomo lub blisko  $0^\circ/180^\circ$

**Sph  $(-)$  2,00 D / Cyl  $\oplus$  3,00 D / Oś  $0^\circ$**

## Składanie zamówienia:

- Prosimy o wskazanie średnicy oraz wybranie formy eliptycznej w formularzu zamówienia.
- Soczewka eliptyczna jest wykonywana zgodnie z następującymi zasadami:
  - średnica pozioma — zgodnie z zamówieniem;
  - średnica pionowa — o 10 mm mniejsza, zmniejszona o 5 mm u góry i o 5 mm u dołu.



Np. zostanie wykonany produkt o średnicy 65/55; opakowanie soczewki zostanie odpowiednio oznaczone.

# TABELA CENTRACJI


JAK KORZYSTAĆ Z TABELI CENTRACJI:

- Dopasuj oprawę i zaznacz środek źrenicy użytkownika w naturalnej pozycji głowy
- Zmierz monokularne PD dla obu oczu i określ pozycję montażu
- Wyrównaj oznaczenia źrenic z punktem referencyjnym na schemacie soczewki
- Sprawdź wyrównanie poziome oraz pozycjonowanie soczewki przed złożeniem zamówienia
- Upewnij się, że wybrana oprawa jest odpowiednia dla zalecanych parametrów montażu



MONO / MONO FF / MONO ASF / OKOS+ NOTENSE + / CLEAR ROAD SV  
BOD SPORT SV / JUNIOR FF / JUNIOR / ESTHETIC-CUT / LUMI KIDS

L





R



L





R




## BIFO ROUND




L



R





## OFFICE / CAMBER OFFICE






# SOCZEWKI PROGRESYWNE

## EFFECTO+ / COMPASS LENS / FULL SCREEN / MULTIFIT+ VELVETO+ / VELVETO SELECT




L


## NATURA



R



# CLEAR ROAD / BOD SPORT



## OZNACZENIA LASEROWE

| Konstrukcja soczewki | Typ soczewki           | Oznaczenie soczewki             |                                |                            |                            | Minimalna wysokość montażu | Indeks                             |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                      |                        | Oznaczenie centrowania soczewki | Nosowe oznaczenie orientacyjne | Skroniowe oznaczenie dolne | Skroniowe oznaczenie górne |                            |                                    |
| Mono                 | Single Vision          | O                               |                                |                            |                            |                            | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Mono FF              | Single Vision          | O                               | PCS                            |                            |                            |                            | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Mono ASF             | Single Vision          | O                               |                                |                            |                            |                            | 1.50/1.60/1.67/1.74                |
| Okos+                | Single Vision          | O                               | oK                             |                            |                            |                            | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Junior               | Single Vision          | O                               |                                |                            |                            |                            | 1.50                               |
| Junior FF            | Single Vision          | O                               | PCS                            |                            |                            |                            | 1.50                               |
| Esthetic-cut         | Single Vision          | O                               | SP                             |                            |                            |                            | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| NoTense+             | Enhanced Single Vision | O                               | nT                             | ADD                        |                            |                            | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Office               | Degressive             | O                               | 13M/2M/4M                      | ADD                        | MFH                        | 14,18                      | 1.50/1.53/1.59/1.60/1.67           |
| Vide                 | Degressive             | O                               | V4/V8                          | ADD                        |                            | 14,18                      | 1.50/1.53/1.59/1.60/1.67           |
| Bifo Round           | Digital Bifocal        | O                               | B                              | ADD                        |                            |                            | 1.50/1.56/1.60/1.67                |
| Bifo Digital         | Digital Bifocal        | O                               | Bi                             | ADD                        |                            |                            | 1.50/1.56/1.60/1.67                |
| Bifo FT-28           | Flat Top Bifocal       | O                               |                                |                            |                            |                            | 1.50/1.56/1.67                     |
| Effecto+             | Progressive            | O                               | E+MFH                          | ADD                        |                            | 14,15,16,17,18             | 1.50/1.53/1.59/1.60/1.67/1.74      |
| Compass              | Progressive            | O                               | Cm+MFH                         | ADD                        |                            | Variable                   | 1.50/1.53/1.59/1.60/1.67/1.74      |
| Camber Office        | Degressive             | O                               | c13M/c2M/c4M                   | ADD                        | MFH                        | 14,18                      | 1.50/1.53/1.59/1.60/1.67/1.74      |
| Natura               | Progressive            | O                               | NA+MFH                         | ADD                        |                            | 14,16,18,20                | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Promo Lens           | Progressive            | O                               | FF+MFH                         | ADD                        |                            | 16,18                      | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Full Screen          | Progressive            | O                               | MF+MFH                         | ADD                        |                            | 14,15,16,17,18             | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Multifit+            | Progressive            | O                               | MH+MFH                         | ADD                        |                            | 14,15,16,17,18             | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Velveto+             | Progressive            | O                               | VL+MFH                         | ADD                        |                            | 14,15,16,17,18             | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Velveto Select       | Progressive            | O                               | VL+MFH                         | ADD                        |                            | 14,15,16,17,18             | 1.50/1.53/1.56/1.59/1.60/1.67/1.74 |
| Clear Road SV        | Single Vision          | O                               | CR                             |                            |                            |                            | 1.50/1.60/1.67                     |
| Clear Road PAL       | Progressive            | O                               | CR+MFH                         | ADD                        |                            | 16,18                      | 1.50/1.60/1.67                     |
| Lumi Kids            | Single Vision          | O                               | My+LIND                        |                            |                            |                            | 1.50/1.60/1.67/1.74                |
| Bod Sport SV         | Single Vision          | O                               | SB                             |                            |                            |                            | 1.59/1.60/1.67/1.74                |
| Bod Sport PAL        | Progressive            | O                               | sB+MFH                         | ADD                        |                            | 16,18                      | 1.59/1.60/1.67/1.74                |


## SPECYFIKACJA MATERIAŁU

| MATERIAŁ                        | 1.50          |               |    | 1.53          |               |    | 1.56          |               |    | 1.59          |               |    | 1.60          |               |    | 1.67          |               |    | 1.74          |               |    |
|---------------------------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|
|                                 | Liczba Abbego | Gęstość g/cm³ | UV | Liczba Abbego | Gęstość g/cm³ | UV | Liczba Abbego | Gęstość g/cm³ | UV | Liczba Abbego | Gęstość g/cm³ | UV | Liczba Abbego | Gęstość g/cm³ | UV | Liczba Abbego | Gęstość g/cm³ | UV | Liczba Abbego | Gęstość g/cm³ | UV |
| Clear                           | 58            | 1.32          |    | 45            | 1.11          | ✓  | 37.5          | 1.28          | ✓  | 32            | 1.20          | ✓  | 42            | 1.30          | ✓  | 32            | 1.36          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| Blue 420                        | 54            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 42            | 1.30          | ✓  | 32            | 1.35          | ✓  |               |               |    |
| Solis II                        | 58            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 37.5          | 1.28          | ✓  | 41            | 1.30          | ✓  |               |               |    |
| Neochromes                      | 58            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 41            | 1.30          | ✓  | 32            | 1.36          | ✓  |               |               |    |
| Transitions GEN S               | 58            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 42            | 1.10          | ✓  | 38            | 1.30          | ✓  |               |               |    |
| Transitions Xtractive           | 59            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 41            | 1.30          | ✓  | 31            | 1.37          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| Transitions Xtractive Polarized | 59            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 41            | 1.30          | ✓  | 31            | 1.37          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| Transitions Drivewear           | 52            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 31            | 1.37          | ✓  |               |               |    |
| Polaro                          | 58            | 1.31          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 42            | 1.31          | ✓  |               |               |    |
| NuPolar                         | 59            | 1.32          | ✓  | 45            | 1.11          | ✓  |               |               |    | 32            | 1.20          | ✓  | 41            | 1.30          | ✓  | 31            | 1.37          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| NuPolar Gradient                | 59            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |
| NuPolar Infinite                | 59            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |
| Aspheric                        | 58            | 1.32          |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 42            | 1.30          | ✓  | 32            | 1.36          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| Camber Clear                    | 59            | 1.32          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 45            | 1.11          | ✓  | 32            | 1.20          | ✓  | 42            | 1.30          | ✓  |
| Camber UV420                    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 42            | 1.3           | ✓  | 31            | 1.37          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| Camber Transitions Xtractive    | 56            | 1.27          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 42            | 1.3           | ✓  | 31            | 1.37          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| Camber Transitions GenS         | 56            | 1.27          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 42            | 1.3           | ✓  | 31            | 1.37          | ✓  | 33            | 1.47          | ✓  |
| FT 28                           | 58            | 1.32          |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    | 31            | 1.2           | ✓  | 31            | 1.37          | ✓  |               |               |    |
| FT 28 Solis                     |               |               |    |               |               |    | 37.5          | 1.28          | ✓  |               |               |    |               |               |    |               |               |    |               |               |    |

# NARZĘDZIE DO POMIARU KĄTA WYGIĘCIA OPRAWY

## JAK ZMIERZYĆ KĄT WYGIĘCIA OPRAWY / ZTILT

- Umieść oprawę górną częścią do dołu na podświetlonym szarym obrazie oprawy. Upewnij się, że oprawa jest ułożona dokładnie tak, jak pokazano na ilustracji.
- Odczytaj kąt wygięcia oprawy po skrajnej prawej stronie miejsca, w którym kończy się soczewka, a nie tam, gdzie kończy się oprawa.



# WAŻNA UWAGA!

## Do składania zamówienia z konstrukcją kompensowaną lub PCS

- Dzięki technologii Free Form wewnętrzna powierzchnia soczewki jest obliczana i wykonywana z kompensacją uwzględniającą rzeczywisty układ oko-soczewka oraz wszystkie kierunki patrzenia.
- Moc refrakcyjna soczewki jest modyfikowana, czyli kompensowana punkt po punkcie na całej powierzchni soczewki, w celu korekcji aberracji skośnych. W rezultacie podczas pomiaru fokometrem moc soczewek zgodna z receptą różni się od mocy kompensowanej.
- Podobnie jak soczewki wieloogniskowe, soczewki kompensowane posiadają grawerunki. Służą one jako punkt odniesienia do wyrównania osi poziomej podczas montażu soczewek w oprawach.

**Symbolle stosowane w receptce:**

- Sph** – sfera
- Cyl** – cylinder
- Axe** – oś
- Add** – addycja
- B** – krzywa bazowa

**Diagram labels:**

- Nr zamówienia
- Dodatkowe informacje o kliencie
- Imię i nazwisko klienta
- Krzywa bazowa
- Średnica

**Recepta:**

**R** Velveto 1.67 18  
CLARUS II

|         | Sph   | Cyl   | Axe | Add  |
|---------|-------|-------|-----|------|
| Nominal | +4.00 |       |     | 2.75 |
| Real    | +4.11 | -0.07 |     | 2.72 |

Moc przepisana w receptce  
Rzeczywista moc optyczna / moc kompensowana  
mierzona dioptrymierzem

54022385  
8013320740

Ø59

0.47/268

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



One  
life - see  
it well.