



OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA



One
life - see
it well.

**SOCZEWKI
PRZECIWSŁONECZNE
DO NOSZENIA
Z UŚMIECHEM**



OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA I ROZWIĄZANIA DLA OKULARÓW NA ZEWNĄTRZ

SOLIS II	4
NEOCHROMES	12
TRANSITIONS INTELIGENTNE SOCZEWKI	16
TRANSITIONS SIGNATURE GEN8	18
TRANSITIONS XTRACTIVE NOWE GENERACJE	30
TRANSITIONS XTRACTIVE POLARIZED	38
TRANSITIONS DRIVEWEAR	44
POLARO	47
NUPOLAR POLARIZED	50
NUPOLAR GRADIENT	58
NUPOLAR INFINITE GREY	60
BARWIENIE	62
NANOBARWIENIE	64



Solis II

FOTOCHROMOWE SOCZEWKI, KTÓRE SZYBKO DOSTOSOWUJĄ SIĘ DO ZMIAN NATĘŻENIA ŚWIATŁA DZIENNEGO I PROMIENIOWANIA UV, POPRZECZ ZMIANĘ KOLORU

- Wyjątkowa klarowność wewnątrz pomieszczeń
- Przezroczystość soczewki powraca do 70% w ciągu 5 minut
- Przejrzystość w nocy do 95%
- Maksymalne zabarwienie na zewnątrz do 78%
- Funkcjonalne soczewki fotochromowe w przystępnej cenie
- Ochrona przed promieniowaniem UV

KOLORY



SZARY



BRAŹOWY

Indeks: 1.50 / 1.60 / 1.67

POWŁOKI

FLASH – TO – MIRROR

Powłoki flash to mirror są nieco jaśniejszą wersją powłok lustrzanych. Powłoki lustrzane odbijają do 80% światła widzialnego, natomiast powłoki lustrzane (flash mirrors) odbijają do 20%. Dzięki temu soczewki światłoczułe pokryte powłokami lustrzanymi mogą być noszone zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz soczewki wyglądają jak lustra, a wewnątrz pozostają przezroczyste, ponieważ warstwa światłoczuła powraca do stanu przezroczystego.

Wewnętrzna strona jest pokryta powłoką Clarus Sericum UV, która chroni oczy przed odbiciem promieni UV od tylnej powierzchni. Ponadto, soczewki są pokryte warstwami odpornymi na zarysowania, a także ultrahydrofobowymi i oleofobowymi, co umożliwia łatwe czyszczenie soczewek. Obecnie powłoki lustrzane (flash

mirror) są dostępne w kolorach niebieskim i zielonym.

Główne punkty:

- Lustrzane na zewnątrz, przezroczyste wewnątrz
- Chronią oczy przed odbiciem promieni UV odtylnej powierzchni soczewki
- Łatwe do czyszczenia
- Odporne na zarysowania

Kolory:

SOLIS II (SZARY) > **LUTSTRO NIEBIESKIE**

SOLIS II (BRAŹOWY) > **LUSTRO ZIELONE**

Indeks: 1.50 / 1.60 / 1.67

PHOTOCHROMIC

Solis II

1.67

BC: 0.5 – 13.0

KOLORY: brązowy, szary



+ 13.25 (55-65) + 6.00

+ 9.75 **55-70** + 2.75

+ 6.50	55-75	0.00
--------	-------	------

- 13.00 ~~60-65~~ - 11.00

10.75 10.79 10.80

- 10.75 ~~60-70~~ - 9.00

- 8.75 **60-75** 0.00

CYL
UP TO +4

MONO RX | MONO FF | OKOS

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			
FLASH TO MIRROR			
Grey > Blue Mirror			
Brown > Green Mirror			

ESTHETIC- CUT
PHOTOCHROMIC

Solis II

1.50	1.60	1.67																																																						
BC: 0.5 – 9.00 KOLORY: brązowy, szary ⁴² 1,3 g/cm³ UV 400 nm - 13.00 55-65 + 6.50 - 13.00 70-72 + 5.00 UP TO +4	BC: 0.5 – 8.25 KOLORY: brązowy, szary ⁴² 1,3 g/cm³ UV 400 nm - 16.00 55-65 + 8.00 - 16.00 70-70 + 6.00 UP TO +4	BC: 0.5 – 13.0 KOLORY: brązowy, szary ⁴² 1,3 g/cm³ UV 400 nm - 18.00 55-65 + 14.00 - 18.00 70 + 10.00 - 18.00 75 + 7.00 UP TO +4																																																						
<table><tr><td>UC</td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td></tr><tr><td>FLASH TO MIRROR</td><td></td></tr><tr><td>Grey > Blue Mirror</td><td></td></tr><tr><td>Brown > Green Mirror</td><td></td></tr></table>	UC		Basis		Blue BALANCE		CLARUS II		CLARUS Sericum UV		Achromatic		FLASH TO MIRROR		Grey > Blue Mirror		Brown > Green Mirror		<table><tr><td>UC</td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td></tr><tr><td>FLASH TO MIRROR</td><td></td></tr><tr><td>Grey > Blue Mirror</td><td></td></tr><tr><td>Brown > Green Mirror</td><td></td></tr></table>	UC		Basis		Blue BALANCE		CLARUS II		CLARUS Sericum UV		Achromatic		FLASH TO MIRROR		Grey > Blue Mirror		Brown > Green Mirror		<table><tr><td>UC</td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td></tr><tr><td>FLASH TO MIRROR</td><td></td></tr><tr><td>Grey > Blue Mirror</td><td></td></tr><tr><td>Brown > Green Mirror</td><td></td></tr></table>	UC		Basis		Blue BALANCE		CLARUS II		CLARUS Sericum UV		Achromatic		FLASH TO MIRROR		Grey > Blue Mirror		Brown > Green Mirror	
UC																																																								
Basis																																																								
Blue BALANCE																																																								
CLARUS II																																																								
CLARUS Sericum UV																																																								
Achromatic																																																								
FLASH TO MIRROR																																																								
Grey > Blue Mirror																																																								
Brown > Green Mirror																																																								
UC																																																								
Basis																																																								
Blue BALANCE																																																								
CLARUS II																																																								
CLARUS Sericum UV																																																								
Achromatic																																																								
FLASH TO MIRROR																																																								
Grey > Blue Mirror																																																								
Brown > Green Mirror																																																								
UC																																																								
Basis																																																								
Blue BALANCE																																																								
CLARUS II																																																								
CLARUS Sericum UV																																																								
Achromatic																																																								
FLASH TO MIRROR																																																								
Grey > Blue Mirror																																																								
Brown > Green Mirror																																																								


BIFO FT-28
PHOTOCHROMIC

BIFO DIGITA / BIFO ROUND / BIFO ROUND 40
PHOTOCHROMIC

Solis II

1.56



BC: 2.0 – 8.0
KOLORY: brązowy, szary



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
FLASH TO MIRROR	
Grey > Blue Mirror	
Brown > Green Mirror	

1.50

BC: 0.5 – 10.0
KOLORY: brązowy, szary




Bifo Digita
Bifo Round
Bifo Round 40

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
FLASH TO MIRROR	
Grey > Blue Mirror	
Brown > Green Mirror	

1.60

BC: 0.5 – 9.0
KOLORY: brązowy, szary




Bifo Digita
Bifo Round
Bifo Round 40

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
FLASH TO MIRROR	
Grey > Blue Mirror	
Brown > Green Mirror	

1.67

BC: 0.5 – 13.0
KOLORY: brązowy, szary



Bifo Digita
Bifo Round
Bifo Round 40

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
FLASH TO MIRROR	
Grey > Blue Mirror	
Brown > Green Mirror	

Solis II

9

1.50

MFH: 14 mm | BC: 0.5 – 8.25
KOLORY: brązowy, szary


+ 5.00

55-65

+ 0.25

+ 4.00

55-72

0.00

- 8.50

60-65

- 6.25

- 6.00

60-72

0.00

CYL
UP TO +4

Natura

Full Screen

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		
FLASH TO MIRROR		
Grey > Blue Mirror		
Brown > Green Mirror		

MultiFit

Velveto

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		
FLASH TO MIRROR		
Grey > Blue Mirror		
Brown > Green Mirror		

1.60

MFH: 14 mm | BC: 0.5 – 9.0
KOLORY: brązowy, szary


+ 6.00

55-65

+ 0.25

+ 4.00

55-70

0.00

- 8.00

60-75

0.00

CYL
UP TO +4

Natura

Full Screen

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		
FLASH TO MIRROR		
Grey > Blue Mirror		
Brown > Green Mirror		

MultiFit

Velveto

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		
FLASH TO MIRROR		
Grey > Blue Mirror		
Brown > Green Mirror		

1.67

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 13.00
KOLORY: brązowy, szary


+ 6.00

55-70

0.00

- 10.00

60-75

0.00

CYL
UP TO +4

Natura

Full Screen

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		
FLASH TO MIRROR		
Grey > Blue Mirror		
Brown > Green Mirror		

MultiFit

Velveto

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		
FLASH TO MIRROR		
Grey > Blue Mirror		
Brown > Green Mirror		

10

A fashion advertisement featuring two men. The man in the background is standing, looking upwards, wearing dark sunglasses, a brown turtleneck, and a tan jacket. The man in the foreground is leaning forward, looking towards the camera, wearing glasses and a light-colored jacket. The background is a plain, light grey.

NEOCHROMES®

NEOCHROMES®


Soczewki Neochromes® są krystalicznie czyste wewnątrz pomieszczeń, przyciemniają się w ciągu sekund i powracają do przezroczystości w mniej niż 3 minuty. Częsteczka fotochromowa stale przełącza się między stanem przezroczystym a ciemnym. Liczba cząsteczek w stanie ciemnym zależy od ilości promieniowania UV w środowisku oraz innych czynników, takich jak temperatura.

OCHRONA PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM UV I ŚWIATŁEM NIEBIESKIM:

Soczewki Neochromes® pomagają chronić oczy użytkowników, blokując 100% szkodliwych promieni UVA i UVB. Dodatkowo, filtrują światło niebieskie, zwłaszcza podczas użytkowania na zewnątrz.

Podczas gdy światło niebieskie jest emitowane przez komputery, tablety i smartfony, światło słoneczne jest znacznie intensywniejszym źródłem światła niebieskiego.

Przyciemnia się w ciągu sekund, staje się z powrotem transparentny w ciągu 3 minut!



1.50

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary

58

√e

Δ

Δ

1.32 g/cm³

UV

400 nm

+ 7.50

55-75

0.00

- 12.50

55

- 11.25

- 11.00

55-60

- 10.25

- 10.00

55-65

- 9.25

- 9.00

55-70

- 8.25

- 8.00

55-75

0.00

UP TO +4

MONO RX | MONO FF | OKOS | NOTENSE III

UC				
Basis				
Blue BALANCE				
CLARUS II				
CLARUS Sericum UV				
Achromatic				

1.60

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary

42

√e

Δ

Δ

1.34 g/cm³

UV

400 nm

+ 8.50

55-73

0.00

- 13.00

55

- 12.25

- 12.00

55-60

- 11.25

- 11.00

55-65

- 10.75

- 10.50

55-70

- 10.25

- 10.00

55-73

0.00

UP TO +4

MONO RX | MONO FF | OKOS | NOTENSE III

UC				
Basis				
Blue BALANCE				
CLARUS II				
CLARUS Sericum UV				
Achromatic				

1.67

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary

35

√e

Δ

Δ

1.35 g/cm³

UV

400 nm

+ 9.00

55-70

+ 4.25

+ 8.00

55-75

0.00

+ 8.50

55-73

0.00

- 13.00

55

- 12.75

- 12.50

55-60

- 12.25

- 12.00

55-65

- 11.75

- 11.50

55-70

- 11.25

- 11.00

55-75

0.00

UP TO +4

MONO RX | MONO FF | OKOS | NOTENSE III


UC				
Basis				
Blue BALANCE				
CLARUS II				
CLARUS Sericum UV				
Achromatic				

ESTHETIC -CUT

NEOCHROMES®
Embrace the light

1.50

BC: 1.25 – 8.25
KOŁORY: brązowy, szary




- 12.50 **55-75** + 7.50
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.60

BC: 0.50 – 8.00
KOŁORY: brązowy, szary




- 16.00 **55-73** + 8.50
CYL UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.67

BC: 1.00 – 8.00
KOŁORY: brązowy, szary



- 17.50 **55-70** + 9.00
- 17.50 **75** + 8.00
CYL UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	


NATURA / FULL SCREEN / MULTIFIT / VELVETO

NEOCHROMES®
Embrace the light

1.50

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary




	Natura	Full Screen
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

	MultiFit	Velveto
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

1.60

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary





	Natura	Full Screen
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

	MultiFit	Velveto
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

1.67

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary



	Natura	Full Screen
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

	MultiFit	Velveto
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		



SOCZEWKI INTELIGENTNE

Kiedy soczewki fotochromowe są wystawione na działanie światła UV, biliony cząsteczek fotochromowych w soczewce zaczynają zmieniać strukturę. Ta reakcja powoduje przyciemnienie soczewek.

Wszystkie soczewki, które dostosowują się do światła, wykorzystują molekuły fotochromowe: przewaga technologiczna marki Transitions® tkwi w naszych ekskluzywnych, opatentowanych formułach. Każda formuła jest zintegrowana z powierzchnią soczewki. Cząsteczki te w sposób ciągły i płynnie kalibrują optymalną ilość światła docierającego do Twoich oczu, niezależnie od tego, czy jesteś w pełnym słońcu, pod chmurami czy w pomieszczeniu.

				
Użytkownicy	Każdy	Każdy	Osoby wrażliwe na światło	Osoby wrażliwe na światło Aktywny tryb życia na świeżym powietrzu
Klarowność wewnątrz pomieszczeń	Całkowicie przejrzyste	Nie zalecane do użytku wewnątrz pomieszczeń	Przejrzyste z delikatnym odcieniem ochronnej barwy światła niebieskiego	Przejrzyste z delikatnym odcieniem ochronnej barwy światła niebieskiego
Wydajność na zewnątrz	Przyciemnienie ~11% transmitancji	Ciemne	Dodatkowo ciemne ~8% transmitancji	Ciemne ~12% transmitancji + polaryzacja
Ochrona przed promieniowaniem UV	100%	100%	100%	100%
Ochrona przed szkodliwym światłem niebieskim	Wysoka	-	Bardzo wysoka	Bardzo wysoka
Kolory	Szary, Brązowy, Grafitowy, Zielony + 4 kolory stylu	Oliwkowa zieleń do Miedzianego do Ciemno-czerwonobrązowego	Szary, Brązowy	Szary
Polaryzacja	Nie	Tak	Nie	Dynamiczna polaryzacja od 0% do 90%
Aktywacja w wysokiej temperaturze	Dobra	Dobra	Doskonała	Doskonała
Aktywacja w samochodzie	Nie	Tak	Częściowa	Częściowa - brak polaryzacji
Wytrzymałość	Doskonała	Doskonała	Doskonała	Doskonała

Transitions™

Signature® GEN8™



UV + HARMFUL BLUE
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
I SZKODLIWYM NIEBIESKIM ŚWIATŁEM



SZYBKIE ROZJAŚNIANIE



PRZYSIEMNIANIE W
KILKA SEKUND



KLAROWNOŚĆ
WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ



DŁUGOTRWĄŁE
DZIAŁANIE



PACJENCI CHCĄ MIEĆ WSZYSTKO - **SOCZEWKI TRANSITIONS SIGNATURE GEN8** SĄ ODPOWIEDZIĄ

CZAS AKTYWACJI

AŻ O 30% SZYBSZE

w porównaniu do soczewek Transitions® Signature® VII

ROZJAŚNIENIE

O 3 MINUTY SZYBCIEJ

w porównaniu do soczewek Transitions® Signature® VII

PRZYCIEMNIENIE

JESZCZE CIEMNIEJSZE

w porównaniu do soczewek Transitions® Signature® VII

PRZEJRZYSTOŚĆ

CAŁKOWICIE PRZEJRZYSTE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

ZAAWANSOWANA
OCHRONA

BLOKUJĄ 100% PROMIENIOWANIA UVA I UVB

blokują co najmniej 20% szkodliwego niebieskiego światła wewnątrz pomieszczeń i ponad 87% na zewnątrz

DŁUGOTRWAŁA
WYTRZYMAŁOŚĆ

UTRZYMUJĄ WYSOKI POZIOM WYDAJNOŚCI

dłużej niż soczewki Transitions® Signature® VII

Nasze najszybsze soczewki adaptacyjne zapewniają wszystkie korzyści, których pacjenci oczekują: ochronę, przyciemnianie na zewnątrz, pełną klarowność wewnątrz pomieszczeń, reaktywność i długotrwałą wydajność. Wykorzystując podejście wielowymiarowe, soczewki **Transitions Signature GEN8** oferują nową przestrzeń wydajności - bez rezygnacji z żadnej z tych właściwości.

KLASYCZNE
KOLORY



SZARY



BRĄZOWY



SZAROZIELONY

STYLowe
KOLORY



SZAFIR





AMETYST



SZMARAGD



BURSZTYN

1.50	1.53	1.60	1.67																																																																																																
BC: 0.5 – 10.5 KOLORY: brązowy, szary, zielony, ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn $\sqrt{e}$ $\Delta\Delta$ UV  1,32 g/cm³ 390 nm   + 8.00 55-65 + 2.25 + 6.00 55-72 0.00 - 9.00 60-70 - 8.25 - 8.00 60-72 0.00 CYL UP TO +4	BC: 1.25 – 8.25 TRILOGY LENSES KOLORY: brązowy, szary $\sqrt{e}$ $\Delta\Delta$ UV  1,11 g/cm³ 395 nm   + 7.50 55-65 + 0.25 + 4.00 55-70 0.00 - 8.00 60-75 0.00 CYL UP TO +4	BC: 0.5 – 10.25 KOLORY: brązowy, szary, zielony $\sqrt{e}$ $\Delta\Delta$ UV  1,3 g/cm³ 400 nm   + 8.00 55-70 0.00 - 10.00 60-65 - 9.25 - 9.00 60-70 0.00 CYL UP TO +4	BC: 1.0 – 12.0 KOLORY: brązowy, szary, zielony, ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn $\sqrt{e}$ $\Delta\Delta$ UV  1,35 g/cm³ 400 nm   + 12.00 55-60 + 6.25 + 10.00 55-65 + 3.25 + 7.00 55-70 0.00 - 12.00 60-65 - 10.25 - 10.00 60-74 0.00 CYL UP TO +4																																																																																																
MONO RX MONO FF OKOS	MONO RX MONO FF OKOS	MONO RX MONO FF OKOS	MONO RX MONO FF OKOS																																																																																																
<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			

MONO / OKOS LENS
PHOTOCHROMIC



1.74	1.50	1.60	1.67																																																																																																
BC: 0.5 – 10.00 KOLORY: ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn          + 12.75  + 3.75 + 7.50  + 1.00 + 4.75  0.00 - 15.00  - 11.25 - 11.00  - 7.25 - 7.00  0.00 	BC: 0.5 – 10.5 KOLORY: ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn          + 8.00  + 2.25 + 6.00  0.00 - 9.00  - 8.25 - 8.00  0.00 	BC: 0.5 – 10.25 KOLORY: ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn          + 10.00  + 3.25 + 7.00  0.00 - 12.00  - 10.25 - 10.00  0.00 	BC: 1.0 – 12.0 KOLORY: ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn          + 12.00  + 6.25 + 10.00  + 3.25 + 7.00  0.00 - 12.00  - 10.25 - 10.00  0.00 																																																																																																
MONO RX MONO FF OKOS	Style COLORS MONO RX MONO FF OKOS	Style COLORS MONO RX MONO FF OKOS	Style COLORS MONO RX MONO FF OKOS																																																																																																
<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			
UC																																																																																																			
Basis																																																																																																			
Blue BALANCE																																																																																																			
CLARUS II																																																																																																			
CLARUS Sericum UV																																																																																																			
Achromatic																																																																																																			

ESTHETIC - CUT

PHOTOCHROMIC

Transitions[®]
Signature GEN8[™]

1.50

BC: 0.5 – 10.5

KOLORY: brązowy, szary,
zielony, ametyst, szafir,
szmaragd, bursztyn



- 13.00 **55-65** + 8.00

- 12.00 **70-72** + 6.00

UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

Style
COLORS

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.53

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary,
zielony, ametyst, szafir,
szmaragd, bursztyn



- 13.00 **55-65** + 8.00

- 13.00 **70** + 4.00

- 13.00 **75** 0

UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.60

BC: 0.5 – 10.5

KOLORY: brązowy, szary,
zielony, ametyst, szafir,
szmaragd, bursztyn



- 16.00 **55-70** + 8.00

UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

Style
COLORS

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.67

BC: 1.00 – 12.0

KOLORY: brązowy, szary,
zielony, ametyst, szafir,
szmaragd, bursztyn



- 17.00 **55-60** + 12.00

- 17.00 **65** + 10.00

- 17.00 **70** + 7.00

- 17.00 **74** 0

UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

Style
COLORS

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

ESTHETIC - CUT

PHOTOCHROMIC

DIGITAL RX / NO TENSE III



PHOTOCHROMIC



1.74

BC: 0.50 – 10.0

KOLORY: brązowy, szary, zielony, ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	



1.50

MFH: 14 mm

BC: 0.5 – 10.5

KOLORY: brązowy, szary, zielony, ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00/1.25



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

Style
COLORS

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	



1.53

MFH: 14 mm

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00/1.25



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	



1.60

MFH: 14 mm

BC: 0.5 – 10.25

KOLORY: brązowy, szary, zielony

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00/1.25



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

PHOTOCHROMIC




1.60

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 10.25

KOLORY: brązowy, szary, zielony

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00/1.25



+ 6.00  + 1.25

+ 5.00 (55-70) 0.00

- 10.00 (60-65) - 9.25

- 9.00 (60-70) 0.00

CYL
UP TO +4

Style
COLORS


UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.67

MFH: 14 mm
BC: 1.0 – 12.0

KOLORY: brązowy, szary, zielony, ametyst, szafir, szmaragd, bursztyn

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00/1.25



+ 7.00 (55-70) 0.00

- 11.00 (60-70) - 9.25

- 9.00 (60-74) 0.00

CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

Style
COLORS


UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.74

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 10.00

KOLORY: brązowy, szary, zielony

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00/1.25



+ 12.75 (55-65) + 3.75

+ 7.50 (55-70) + 1.00

+ 4.75 **(55-75)** 0.00

- 15.00 (55-65) - 11.25

- 11.00 (55-70) - 7.25

- 7.00 (55-75) 0.00

CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTI RX / COMPASS LENS / EFFECTO
PHOTOCHROMIC

1.50

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.0
KOLORY: brązowy, szary

57

√e

1,32 g/cm³

UV

390 nm

+ 8.00

55-65

+ 2.50

+ 6.25

55-70

+ 1.25

+ 5.00

55-75

0.00

- 8.00

55-65

- 6.75

- 6.50

55-70

- 5.25

- 5.00

55-75

0.00

CYL

UP TO +4

Compass Lens

Effecto

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

1.53

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.0
KOLORY: brązowy, szary
TRILOGY
LENSES

43

√e

1,11 g/cm³

UV

395 nm

+ 8.00

55-65

+ 3.00

+ 6.75

55-70

+ 1.75

+ 5.50

55-75

0.00

- 7.00

55-70

- 5.25

- 5.00

55-75

0.00

CYL

UP TO +4

Compass Lens

Effecto

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

1.59

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.0
KOLORY: brązowy, szary

42

√e

1,3 g/cm³

UV

400 nm

+ 8.00

55-65

+ 2.75

+ 6.50

55-70

+ 1.50

+ 5.25

55-75

0.00

- 7.00

55-65

- 5.25

- 5.00

55-70

0.00

CYL

UP TO +4

Compass Lens

Effecto

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

1.60

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.0
KOLORY: brązowy, szary

42

√e

1,3 g/cm³

UV

400 nm

+ 9.00

55-65

+ 4.25

+ 8.00

55-70

+ 2.75

+ 6.50

55-75

0.00

- 8.00

55-70

- 6.75

- 6.50

55-75

0.00

CYL

UP TO +4

Compass Lens

Effecto

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

MULTI RX / COMPASS LENS / EFFECTO

PHOTOCHROMIC



1.67

1.74

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.0
KOLORY: brązowy, szary



+ 9.00	55-65	+ 4.25
+ 8.00	55-70	+ 2.75
+ 6.50	55-75	0.00
- 10.00	55-65	- 8.75
- 8.50	55-70	- 7.25
- 7.00	55-75	0.00
CVL UP TO +4		

	Compass Lens	Effecto
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.0
KOLORY: brązowy, szary



+ 9.00	55-65	+ 4.25
+ 8.00	55-70	+ 2.50
+ 6.25	55-75	0.00
- 12.00	55-65	- 10.50
- 10.25	60-70	- 7.50
- 7.25	60-75	0.00
CVL UP TO +4		

	Compass Lens	Effecto
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

PHOTOCHROMIC

1.67

MFH: 14 mm
BC: 1.0 – 12.0

KOLORY: brązowy, szary, zielony

32 $\sqrt{e}$ 1.35 g/cm³ UV 400 nm


$$+ 7.00 \quad (55-65) \quad + 1.25$$

+ 5.00 **55.70** 0.00

- 11.00 (60-7%) 0.00

UP TO +4

	Natura	Full Screen
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

	MultiFit	Velvet
UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		


DEFY
THE
BRIGHT



XTRACTIVE®
NEW GENERATION



NEW



Transitions™

Light
Intelligent
Lenses

NAJLEPSZE PRZYCIEMNIANIE NAJLEPSZA OCHRONA PRZED ŚWIATŁEM

Soczewki Transitions Xtractive są wykonane przy użyciu specjalnej formuły, która powoduje zmianę koloru soczewek bez bezpośredniego kontaktu z promieniowaniem UV. Soczewki te zmieniają kolor nawet w zamkniętych przestrzeniach, dlatego są doskonałym wyborem dla kierowców.

**NAJCIEMNIEJSZE
W WYSOKICH
TEMPERATURACH**



NAJCIEMNIEJSZE W WYSOKICH TEMPERATURACH

Najciemniejsze w wysokich temperaturach. Specjalnie zaprojektowane do intensywnego jasnego światła, soczewki Transitions® XTRActive® osiągają maksymalną ciemność w umiarkowanych temperaturach. Są najciemniejszymi soczewkami w wysokich temperaturach, będąc jedynymi soczewkami fotochromowymi osiągającymi poziom ciemności kategorii 3 w wysokich temperaturach.

**BLOKUJĄ 100%
PROMIENIOWANIA
UVA I UVB**



Poziom ciemności jest zoptymalizowany, aby umożliwić użytkowanie w różnych warunkach oświetlenia. Jak wszystkie soczewki Transitions, blokują 100% promieniowania UVA i UVB.

**NAJCIEMNIEJSZE
W SAMOCHODZIE**



NAJCIEMNIEJSZE W SAMOCHODZIE

Soczewki Transitions® XTRActive® wykorzystują ekskluzywne barwniki o szerokim zakresie absorpcji światła widzialnego i aktywują się za przednią szybą samochodu w zależności od intensywności światła. Nowe generacje soczewek Transitions XTRActive są najciemniejszymi soczewkami fotochromowymi, które aktywują się w samochodzie i jako jedyne osiągają poziom ciemności kategorii 2.

**NAJLEPSZA
OCHRONA PRZED
NIEBIESKIM ŚWIATŁEM
WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ**



NAJLEPSZA OCHRONA PRZED NIEBIESKIM ŚWIATŁEM WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Nowa generacja soczewek Transitions XTRActive pomaga zapewnić najlepszą ochronę przed niebieskim światłem wewnątrz pomieszczeń, blokując do 34% szkodliwego niebieskiego światła. Aktywują się od przezroczystych wewnątrz do bardzo ciemnych na zewnątrz, aby zapewnić najlepszą ogólną ochronę przed niebieskim światłem w różnych warunkach oświetleniowych, na zewnątrz blokują do 90% szkodliwego niebieskiego światła.

**PRZEJRZyste
WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ
Z DELIKATNYM
ODCINIEM
OCHRONNYM**



SZYBSZE ROZJAŚNIANIE I PRZEJRZYSTOŚĆ WEWNĄTRZ

Wewnątrz, przy niskiej intensywności światła, nowej generacji soczewki Transitions® XTRActive® są przejrzyste z delikatnym odcieniem ochronnym, który pomaga chronić przed intensywnym oświetleniem wewnątrz i urządzeniami cyfrowymi.

**O 35% SZYBSZE
ROZJAŚNIANIE**



Nowej generacji soczewki Transitions XTRActive wracają do przejrzystości nawet o 35% szybciej w porównaniu do naszej poprzedniej generacji.

MONO / OKOS LENS
PHOTOCHROMIC



1.50		1.60		1.67																																																																									
BC: 0.5 – 8.25		BC: 0.5 – 10.25		BC: 1.0 – 12.0																																																																									
KOLORY: brązowy, szary		KOLORY: brązowy, szary		KOLORY: brązowy, szary																																																																									
57 1,32 g/cm³ UV 390 nm		42 1,3 g/cm³ UV 400 nm		42 1,3 g/cm³ UV 400 nm																																																																									
+ 7.50 55-65 + 2.75		+ 11.00 55-65 + 6.75		+ 15.00 55 + 8.75																																																																									
+ 6.50 55-70 + 2.25		+ 10.50 55-70 + 4.75		+ 12.50 55-60 + 7.25																																																																									
+ 6.00 55-72 0.00		+ 8.50 55-73 0.00		+ 11.00 55-65 + 6.75																																																																									
- 11.00 55 - 10.25		- 12.00 55 - 11.25		+ 10.50 55-70 + 5.25																																																																									
- 10.00 55-60 - 9.25		- 11.00 55-60 - 10.75		+ 9.00 55-74 0.00																																																																									
- 9.00 55-65 - 8.25		- 10.50 55-65 - 9.75		- 14.00 55 - 13.25																																																																									
- 8.00 55-70 - 7.75		- 9.50 55-70 - 9.25		- 13.00 55-60 - 11.75																																																																									
- 7.50 55-72 0.00		- 9.00 55-73 0.00		- 11.50 55-65 - 10.75																																																																									
CYL UP TO +4		CYL UP TO +4		CYL UP TO +4																																																																									
MONO RX MONO FF OKOS		MONO RX MONO FF OKOS		MONO RX MONO FF OKOS																																																																									
<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic				<table><tr><td>UC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		UC				Basis				Blue BALANCE				CLARUS II				CLARUS Sericum UV				Achromatic			
UC																																																																													
Basis																																																																													
Blue BALANCE																																																																													
CLARUS II																																																																													
CLARUS Sericum UV																																																																													
Achromatic																																																																													
UC																																																																													
Basis																																																																													
Blue BALANCE																																																																													
CLARUS II																																																																													
CLARUS Sericum UV																																																																													
Achromatic																																																																													
UC																																																																													
Basis																																																																													
Blue BALANCE																																																																													
CLARUS II																																																																													
CLARUS Sericum UV																																																																													
Achromatic																																																																													


PHOTOCHROMIC



1.67

BC: 1.00 – 12.0

KOLORY: brązowy, szary



- 17.00 55 + 15.00

- 17.00 60 + 12.50

- 17.00 65 + 11.00

- 17.00 70 + 10.50

CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	


PHOTOCHROMIC

1.67

UC	320.00
Basis	320.00
Blue BALANCE	360.00
CLARUS II	340.00
CLARUS Sericum UV	370.00
Achromatic	X

KOLORY: brązowy, szary

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00


$$+ 15.00 \quad (55) \quad + 8.75$$
$$+ 12.50 \quad (55-60) \quad + 7.25$$
$$+ 11.00 \quad (55-65) \quad + 6.75$$
$$+ 10.50 (55-70) + 5.25$$

+ 9.00 (55-74) 0.00

- 14.00 (55) - 13.25

- 13.00 (55-60) - 11.75

- 11.50 (55-65) - 10.75

$$-10.50 \quad (55-70) \quad -10.25$$

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

CYL
UP TO +4

MULTI RX / COMPASS LENS / EFFECTO

PHOTOCHROMIC



1.50	1.60	1.67	1.74																																																																																																																																																									
MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary 1,32 g/cm³ 390 nm <table><tr><td>+ 8.00</td><td>55-65</td><td>+ 2.50</td></tr><tr><td>+ 6.25</td><td>55-70</td><td>+ 1.25</td></tr><tr><td>+ 5.00</td><td>55-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>- 8.00</td><td>55-65</td><td>- 6.75</td></tr><tr><td>- 6.50</td><td>55-70</td><td>- 5.25</td></tr><tr><td>- 5.00</td><td>55-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="3">CYL UP TO +4</td></tr></table> <table><tr><th>UC</th><th>Compass Lens</th><th>Effecto</th></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td></tr></table>	+ 8.00	55-65	+ 2.50	+ 6.25	55-70	+ 1.25	+ 5.00	55-75	0.00	- 8.00	55-65	- 6.75	- 6.50	55-70	- 5.25	- 5.00	55-75	0.00	CYL UP TO +4			UC	Compass Lens	Effecto	Basis			Blue BALANCE			CLARUS II			CLARUS Sericum UV			Achromatic			MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary 1,3 g/cm³ 400 nm <table><tr><td>+ 9.00</td><td>55-65</td><td>+ 4.25</td></tr><tr><td>+ 8.00</td><td>55-70</td><td>+ 2.75</td></tr><tr><td>+ 6.50</td><td>55-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>- 8.00</td><td>55-70</td><td>- 6.75</td></tr><tr><td>- 6.50</td><td>55-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="3">CYL UP TO +4</td></tr></table> <table><tr><th>UC</th><th>Compass Lens</th><th>Effecto</th></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td></tr></table>	+ 9.00	55-65	+ 4.25	+ 8.00	55-70	+ 2.75	+ 6.50	55-75	0.00	- 8.00	55-70	- 6.75	- 6.50	55-75	0.00	CYL UP TO +4			UC	Compass Lens	Effecto	Basis			Blue BALANCE			CLARUS II			CLARUS Sericum UV			Achromatic			MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary 1,35 g/cm³ 400 nm <table><tr><td>+ 9.00</td><td>55-65</td><td>+ 4.25</td></tr><tr><td>+ 8.00</td><td>55-70</td><td>+ 2.75</td></tr><tr><td>+ 6.50</td><td>55-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>- 10.00</td><td>55-65</td><td>- 8.75</td></tr><tr><td>- 8.50</td><td>55-70</td><td>- 7.25</td></tr><tr><td>- 7.00</td><td>55-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="3">CYL UP TO +4</td></tr></table> <table><tr><th>UC</th><th>Compass Lens</th><th>Effecto</th></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td></tr></table>	+ 9.00	55-65	+ 4.25	+ 8.00	55-70	+ 2.75	+ 6.50	55-75	0.00	- 10.00	55-65	- 8.75	- 8.50	55-70	- 7.25	- 7.00	55-75	0.00	CYL UP TO +4			UC	Compass Lens	Effecto	Basis			Blue BALANCE			CLARUS II			CLARUS Sericum UV			Achromatic			MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary 1,34 g/cm³ 400 nm <table><tr><td>+ 9.00</td><td>55-65</td><td>+ 4.25</td></tr><tr><td>+ 8.00</td><td>55-70</td><td>+ 2.50</td></tr><tr><td>+ 6.25</td><td>55-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>- 12.00</td><td>55-65</td><td>- 10.50</td></tr><tr><td>- 10.25</td><td>60-70</td><td>- 7.50</td></tr><tr><td>- 7.25</td><td>60-75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="3">CYL UP TO +4</td></tr></table> <table><tr><th>UC</th><th>Compass Lens</th><th>Effecto</th></tr><tr><td>Basis</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td><td></td></tr></table>	+ 9.00	55-65	+ 4.25	+ 8.00	55-70	+ 2.50	+ 6.25	55-75	0.00	- 12.00	55-65	- 10.50	- 10.25	60-70	- 7.50	- 7.25	60-75	0.00	CYL UP TO +4			UC	Compass Lens	Effecto	Basis			Blue BALANCE			CLARUS II			CLARUS Sericum UV			Achromatic		
+ 8.00	55-65	+ 2.50																																																																																																																																																										
+ 6.25	55-70	+ 1.25																																																																																																																																																										
+ 5.00	55-75	0.00																																																																																																																																																										
- 8.00	55-65	- 6.75																																																																																																																																																										
- 6.50	55-70	- 5.25																																																																																																																																																										
- 5.00	55-75	0.00																																																																																																																																																										
CYL UP TO +4																																																																																																																																																												
UC	Compass Lens	Effecto																																																																																																																																																										
Basis																																																																																																																																																												
Blue BALANCE																																																																																																																																																												
CLARUS II																																																																																																																																																												
CLARUS Sericum UV																																																																																																																																																												
Achromatic																																																																																																																																																												
+ 9.00	55-65	+ 4.25																																																																																																																																																										
+ 8.00	55-70	+ 2.75																																																																																																																																																										
+ 6.50	55-75	0.00																																																																																																																																																										
- 8.00	55-70	- 6.75																																																																																																																																																										
- 6.50	55-75	0.00																																																																																																																																																										
CYL UP TO +4																																																																																																																																																												
UC	Compass Lens	Effecto																																																																																																																																																										
Basis																																																																																																																																																												
Blue BALANCE																																																																																																																																																												
CLARUS II																																																																																																																																																												
CLARUS Sericum UV																																																																																																																																																												
Achromatic																																																																																																																																																												
+ 9.00	55-65	+ 4.25																																																																																																																																																										
+ 8.00	55-70	+ 2.75																																																																																																																																																										
+ 6.50	55-75	0.00																																																																																																																																																										
- 10.00	55-65	- 8.75																																																																																																																																																										
- 8.50	55-70	- 7.25																																																																																																																																																										
- 7.00	55-75	0.00																																																																																																																																																										
CYL UP TO +4																																																																																																																																																												
UC	Compass Lens	Effecto																																																																																																																																																										
Basis																																																																																																																																																												
Blue BALANCE																																																																																																																																																												
CLARUS II																																																																																																																																																												
CLARUS Sericum UV																																																																																																																																																												
Achromatic																																																																																																																																																												
+ 9.00	55-65	+ 4.25																																																																																																																																																										
+ 8.00	55-70	+ 2.50																																																																																																																																																										
+ 6.25	55-75	0.00																																																																																																																																																										
- 12.00	55-65	- 10.50																																																																																																																																																										
- 10.25	60-70	- 7.50																																																																																																																																																										
- 7.25	60-75	0.00																																																																																																																																																										
CYL UP TO +4																																																																																																																																																												
UC	Compass Lens	Effecto																																																																																																																																																										
Basis																																																																																																																																																												
Blue BALANCE																																																																																																																																																												
CLARUS II																																																																																																																																																												
CLARUS Sericum UV																																																																																																																																																												
Achromatic																																																																																																																																																												

MULTI RX / MULTIFIT / VELVETO / NATURA / FULL SCREEN

PHOTOCHROMIC



Transitions[™]
XTRActive[™]

1.50

MFH: 14 mm

BC: 0.5 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary



NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.60

MFH: 14 mm

BC: 0.5 – 10.5

KOLORY: brązowy, szary



NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	


MULTI RX / MULTIFIT / VELVETO / NATURA / FULL SCREEN
PHOTOCHROMIC



1.67

MFH: 14 mm
BC: 1.0 – 12.0

KOLORY: brązowy, szary



NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

Transitions™

XTRACTIVE®

POLARIZED

LENSES FOR BETTER EXPERIENCE



XTRACTIVE®

POLARIZED

SOCZEWKI TRANSITIONS® XTRACTIVE® POLARIZED™ ŁĄCZĄ W SOBIE TO, CO NAJLEPSZE Z OBU TECHNOLOGII:

Wszystkie korzyści płynące z soczewek Transitions XTRActive, z nowymi barwnikami XTRActive dla większego zaciemnienia

Dynamiczna polaryzacja z ultraszczelnymi barwnikami dichroicznymi, umożliwiającą osiągnięcie do 90% polaryzacji

SOCZEWKI FOTOCHROMOWE POLARYZACYJNE

- Blokują 100% promieni UV
- Wyjątkowa ochrona przed niebieskim światłem
- Ekstra ciemne zaciemnienie w samochodzie
- Dynamiczna polaryzacja oferująca:
- Ostre widzenie
- Szersze pole widzenia
- Wyraziste kolory



MONO / OKOS LENS

PHOTOCHROMIC

XTRACTIVE®
POLARIZED

1.50	1.60	1.67
BC: 0.5 – 8.75 KOLORY: szary	BC: 0.5 – 8.25 KOLORY: szary	BC: 1.0 – 7.0 KOLORY: szary
<		

ESTHETIC-CUT
PHOTOCHROMIC

XTRACTIVE®
POLARIZED

1.50

BC: 0.50-8.75

KOLORY: szary

- 13.00

55-70

+ 8.00

- 8.00

75

+ 6.50

CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.60

BC: 0.50-8.25

KOLORY: szary

- 16.00

55-73

+ 8.50

CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.67

BC: 1.00-7.00

KOLORY: szary

- 17.00

55-74

+ 9.00

- 17.00

74

+ 8.00

CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	


DIGITAL RX / NO TENSE III
PHOTOCHROMIC

XTRACTIVE®
POLARIZED

1.50

BC: 0.5 – 8.75

KOLORY: szary



+ 8.00 (55-70) + 2.75

+ 6.50 **(55-75)** 0.00

- 12.00 **55** - 11.25

- 11.00 (55-60) - 10.25

- 10.00 (55-65) - 9.25

- 9.00 (55-70) - 8.25

- 8.00 **(55-75)** 0.00


CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.60

BC: 0.5 – 8.25

KOLORY: szary



+ 8.50  + 6.75

- 12.00 **55** - 11.25

- 11.00 (55-60) - 10.75

- 10.50 **(55-65)** - 9.75

- 9.50 **(55-70)** - 9.25

- 9.00 (55-73) 0.00


CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.67

BC: 1.0 – 7.0

KOLORY: szary



+ 9.00  + 4.25

+ 8.00  0.00

- 14.00 **55** - 13.25

- 13.00 (55-60) - 11.75

- 11.50 **(55-65)** - 10.75

$$-10.50 \quad (55-70) \quad -10.25$$

- 10.00 (55-74) 0.00

CYL
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	


MULTI RX / MULTIFIT / VELVETO / NATURA / FULL SCREEN
PHOTOCHROMIC

XTRACTIVE®
POLARIZED

1.50

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.75

KOLORY: szary



+ 4.50 **70** 0.00
CYL
+3.25 + 4.00

+ 3.00 **75** 0.00
CYL
0 + 3.00

- 11.00 **55** - 10.25

- 10.00 **60** - 9.25

- 9.00 **65** - 8.25

- 8.00 **70** - 7.75

- 7.50 **75** 0.00

CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.60

MFH: 14 mm
BC: 0.5 – 8.75

KOLORY: szary



+ 5.00 **73** 0.00

- 11.00 **55** - 10.25

- 10.00 **60** - 9.75

- 9.50 **65** - 9.25

- 9.00 **70** - 8.75

- 8.50 **73** 0.00

CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTI RX / MULTIFIT / VELVETO / NATURA / FULL SCREEN
PHOTOCHROMIC

XTRACTIVE®
POLARIZED

1.67

MFH: 14 mm

BC: 0.5 – 8.75

KOLORY: szary



+ 6.00 70 +0.25

+ 4.00 74 0.00

- 13.00 55 - 12.25

- 12.00 60 - 10.75

- 10.50 65 - 10.25

- 10.00 70 - 9.75

- 9.50 74 0.00

CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	



Transitions™
Drivewear®

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE TRANSITIONS DRIVEWEAR

Soczewki Transitions Drivewear to jedyne na świecie soczewki przeciwsłoneczne, które zmieniają kolor na 3 różne barwy – oliwkowy, miedziany i ciemnobrązowy – oraz ciemnieją i rozjaśniają się tak, aby dopasować się do zmieniających się warunków oświetlenia.

Polaryzacyjna soczewka fotochromowa została opracowana we współpracy z okulistami i optometrystami w Stanach Zjednoczonych, łącząc dwie wiodące technologie: technologię fotochromową Transitions i polaryzację NuPolar. Kolory zostały dobrane tak, aby zapewnić optymalne widzenie w różnych warunkach.

Efektom jest soczewka, która zapewnia najwyższej jakości widzenie na zewnątrz w każdych warunkach, dając użytkownikom doskonałe widzenie i komfort, niezależnie od tego, czy chodzi o sporty ekstremalne, codzienną jazdę autem, rekreację czy po prostu cieszenie się przyrodą.

KORZYŚCI:

- Doskonałe widzenie w ciągu dnia od świtu do zachodu słońca
- Blokowanie jasnego światła słonecznego i niebezpiecznego oślepiającego blasku, w przeciwieństwie do zwykłych soczewek barwionych
- Zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa na drogach
- Soczewki zmieniają się na trzy różne kolory, aby dopasować się do warunków, zapewniając większą intensywność kolorów, kontrastu kolorów i ostrego widzenia
- Wzmacnianie kontrastu i percepcji głębi dla wyjątkowego widzenia w jasnych i zacienionych warunkach
- Widzenie pod powierzchnią wody podczas aktywności wodnych
- Maksymalna ochrona oczu poprzez blokowanie 100% promieni UV i redukcję odbłasków
- Długotrwała jakość i trwałość
- Pasują do praktycznie każdej oprawy

KOLORY



INDEKS

1.50

MONO
OKOS LENS
PHOTOCHROMIC


ESTHETIC-CUT
PHOTOCHROMIC

MULTI RX / MULTIFIT
VELVETO / NATURA
FULL SCREEN
PHOTOCHROMIC



1.50

BC: 0.5 – 10.25
KOLORY: brązowy



+ 7.00 55-70 0.00
CYL UP TO +4

+ 3.00 55-74 0.00
CYL 0 + 3.00

- 8.00 60-65 - 7.25

- 7.00 60-70 - 6.25

- 6.00 60-74 0.00

CYL UP TO +4

MONO RX | MONO FF | OKOS

UC				
Basis				
Blue BALANCE				
CLARUS II				
CLARUS Sericum UV				
Achromatic				

1.50


BC: 0.50-10.25
KOLORY: brązowy

- 12.50 55-70 + 7.00
- 12.50 74 + 3.00
UP TO +4

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.50

BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: brązowy



+ 4.00 55-70 0.00

- 7.00 60-65 - 6.25

- 6.00 60-70 - 5.25

- 5.00 60-75 0.00

CYL UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	



Polaro

CIESZ SIĘ KLAROWNYM I JASNYM WIDOKIEM ORAZ WYJĄTKOWYM KOMFORTEM PODCZAS AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

- Wysoka klarowność widzenia dla bezpiecznej jazdy
- Redukcja oślepiającego blasku
- Większy komfort wzrokowy i zmniejszone zmęczenie oczu po ekspozycji na słońce
- Soczewki Polaro przywracają naturalne kolory otoczenia, eliminując refleksy
- Pełna ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB
- Użycie soczewek Polaro zmniejsza zmęczenie oczu podczas patrzenia na powierzchnie odbijające światło
- Doskonała jakość w stosunku do ceny

KOLORY



SZARY



BRĄZOWY

INDEKS

1.50 | 1.60


MONO / OKOS LENS
POLARIZED

Polaro

1.50

BC: 2.0 – 8.00

KOLORY: brązowy, szary



+ 7.00	55-65	+ 2.25
+ 6.00	55-70	+ 1.25
+ 5.00	55-75	+ 0.25
+ 4.00	55-80	0.00
- 7.00	55-65	- 6.25
- 6.00	55-70	- 5.25
- 5.00	55-75	- 4.25
- 4.00	55-80	0.00
CYL UP TO +4		


MONO RX | MONO FF | OKOS

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

1.60

BC: 2.0 – 8.0

KOLORY: brązowy, szary



+ 9.00	55-70	+ 4.75
+ 8.50	55-75	+ 3.50
+ 7.25	55-80	0.00
- 9.00	55-65	- 8.25
- 8.00	55-70	- 7.25
- 7.00	55-75	- 5.25
- 5.00	55-80	0.00
CYL UP TO +4		

MONO RX | MONO FF | OKOS

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

ESTHETIC-CUT
POLARIZED

Polaro

1.50	1.60																								
BC: 2.0 – 8.00	BC: 2.0 – 8.0																								
KOLORY: brązowy, szary	KOLORY: brązowy, szary																								
⁴²  1,31 g/cm³ UV 400 nm       	⁴²  1,31 g/cm³ UV 400 nm       																								
- 11.50  + 7.00	- 14.50  + 9.00																								
- 12.00  + 6.00	- 14.50  + 8.00																								
- 12.00  + 5.00	- 5.00  + 7.00																								
- 4.00  + 4.00																									
																									
<table><tr><td>UC</td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td></tr></table>	UC		Basis		Blue BALANCE		CLARUS II		CLARUS Sericum UV		Achromatic		<table><tr><td>UC</td><td></td></tr><tr><td>Basis</td><td></td></tr><tr><td>Blue BALANCE</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS II</td><td></td></tr><tr><td>CLARUS Sericum UV</td><td></td></tr><tr><td>Achromatic</td><td></td></tr></table>	UC		Basis		Blue BALANCE		CLARUS II		CLARUS Sericum UV		Achromatic	
UC																									
Basis																									
Blue BALANCE																									
CLARUS II																									
CLARUS Sericum UV																									
Achromatic																									
UC																									
Basis																									
Blue BALANCE																									
CLARUS II																									
CLARUS Sericum UV																									
Achromatic																									

NUPOLAR®

polarized lenses

WIDZENIE W
SOCZEWKACH
NUPOLAR®

WIDZENIE W
STANDARDOWYCH
SOCZEWKACH

SOCZEWKI Z POLARYZACJĄ SĄ ZAPROJEKTOWANE Z WYKORZYSTANIEM NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

Wewnątrz soczewek okularowych znajduje się filtr polaryzacyjny zapewniający trwałą ochronę przed promieniami UV. Cechą tych soczewek jest blokowanie oślepiających odbić oraz kontrastowy, jasny i klarowny obraz.

- Soczewki NuPolar absorbują i eliminują ponad 99% odbłasków
- Dodają kontrastu i jasności obrazowi
- Komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy
- Szczególnie polecane dla dzieci, ponieważ ich oczy są szczególnie wrażliwe na działanie oślepiających refleksów i promieni UV
- W pełni blokują promieniowanie UV-A i UV-B
- Nie zmieniają odczuwania kolorów
- Idealny wybór dla osób przebywających w obszarach o dużym poziomie odbłasków: na plaży, nad wodą, w górach, podczas wędkowania
- Dostępne w różnych indeksach załamania światła, umożliwiające stosowanie soczewek w przypadku wysokich stopni krótkowzroczności i dalekowzroczności
- Projektowane dla osób w każdym wieku
- Clarus II zaleca się nakładać od wewnątrz soczewki dla uzyskania doskonałego obrazu
- Przy zamawianiu soczewek astygmatycznych, należy podać oś cylindra
- Soczewki NuPolar należy montować wyłącznie z poziomymi oznaczeniami

INDEKS

1.50 | 1.60 | 1.67

KOLORY



BRĄZOWY



ZIELONY



SZARY

POLARIZED

polarized lenses

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

DIGITAL RX / NO TENSE III
POLARIZED

NUPOLAR®
polarized lenses

<


MULTI RX / COMPASS LENS / EFFECTO
POLARIZED



1.50	1.59	1.60	1.67
MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary	MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary	MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary	MFH: 14 mm BC: 0.5 – 8.0 KOLORY: brązowy, szary
<			

1.50

MFH: 14 mm
BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: brązowy, szary,
zielony



+ 4.00 55-70 0.00
- 8.00 60-70 0.00
CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

1.60

MFH: 14 mm
BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: brązowy, szary,
zielony



+ 5.00 55-70 0.00
- 8.00 60-75 0.00
CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

MULTI RX / MULTIFIT / VELVETO / NATURA / FULL SCREEN
POLARIZED

NUPOLAR®
polarized lenses

1.67

MFH: 14 mm
BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: brązowy, szary,
zielony

$\sqrt{e}$ $\Delta \Delta$ UV 
1,35 g/cm³ 400 nm

 S H

+ 6.00  0.00

- 9.00  0.00

CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

1.74

MFH: 14 mm
BC: 2.00 – 8.50

KOLORY: brązowy, szary

$\sqrt{e}$ $\Delta \Delta$ UV 
1,35 g/cm³ 400 nm

 S H

- 12.00  + 7.00

- 10.5  + 7.00

- 9.00  + 7.00

- 8.00  + 7.00

- 3.50  + 7.00

CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

MULTIFIT

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	
Mirror	



NUPOLAR®
gradient

WYGLĄDAJ MODNIE, WIDZĄC WIĘCEJ Z NUPOLAR GRADIENT

Soczewki gradientowe są pożądane przez świadomych ludzi mody. Aby stworzyć modny wygląd, soczewki są ciemne u góry i stopniowo przechodzą w jaśniejsze na dole.

Osoby noszące soczewki korekcyjne nie muszą już wybierać między modą a elegancją; teraz mogą uzyskać pożądany efekt gradientu przy jednoczesnym zachowaniu polaryzacji, której potrzebują.

Oprócz gradientowego odcienia, soczewki NuPolar są również dostępne w wersji jednolitej, lustrzanej i fotochromowej.

KORZYŚCI:

- Bardziej intensywne, jasne i komfortowe widzenie
- Poprawiają kontrast i percepcję głębi, zapewniając wyjątkowe widzenie w warunkach od jasnych do zacienionych
- Blokują silne światło słoneczne i niebezpieczne oślepiające odbłaski, w przeciwieństwie do zwykłych soczewek barwionych
- Zwiększają widoczność i bezpieczeństwo na drogach
- Pozwalają widzieć pod powierzchnią wody podczas aktywności wodnych
- Zapewniają maksymalną ochronę oczu poprzez blokowanie 100% promieni UV oraz redukcję odbłasków
- Długotrwała jakość i trwałość
- Pasują praktycznie do każdej oprawy

KOLORY



Szary/
Jasnoszary



Brązowy/
Jasnobrązowy

INDEKS

1.50

MONO OKOS LENS

POLARIZED

ESTHETIC-CUT

POLARIZED


MULTI RX / MULTIFIT / VELVETO NATURA / FULL SCREEN

POLARIZED

NUPOLAR
gradient

1.50

BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: brązowy, szary



+ 6.00 **55-70** 0.00
CYL
UP TO +4

+ 3.00 **55-75** 0.00
CYL
0 + 3.00

- 6.00 **60-70** - 5.25
- 5.00 **60-75** 0.00


CYL
UP TO +4

MONO RX | MONO FF | OKOS

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

1.50

BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: brązowy, szary



- 12.00 **55-70** + 6.00


- 12.00 **75** + 3.00
UP TO +4

UC	150.00
Basis	150.00
Blue BALANCE	190.00
CLARUS II	170.00
CLARUS Sericum UV	200.00
Achromatic	X

1.50

MFH: 14 mm
BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: brązowy, szary

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00/1.25



+ 4.00 **55-70** 0.00

- 7.00 **60-65** - 6.25

- 6.00 **60-70** - 5.25

- 5.00 **60-75** 0.00

CYL
UP TO +4

NATURA

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

FULL SCREEN

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTIFIT


UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

VELVETO

UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

NUPOLAR®

infinite grey



PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA



NAJSZYBSZY STAN

40%

NAJCIEMNIEJSZY STAN

9%

Różnice we wrażliwości na światło i w stylu życia różnych użytkowników często determinują wybór soczewek przeciwsłonecznych lub w niektórych przypadkach prowadzą do decyzji o rezygnacji z noszenia okularów przeciwsłonecznych.

Najczęstszą skargą użytkowników soczewek okulistycznych jest to, że ich soczewki są albo zbyt jasne, albo zbyt ciemne, zazwyczaj w niewłaściwym czasie. Użytkownicy okularów korekcyjnych mają diametralnie inne podejście do okularów przeciwsłonecznych niż osoby niewymagające korekcji wzroku. Zdolność adaptacji i wydajność soczewek jest znacznie ważniejsza dla pacjentów Rx. Nie mają możliwości prostego zdjęcia okularów przeciwsłonecznych, gdy zmieniają się warunki oświetleniowe. Mogą wymienić tylko jedną parę okularów korekcyjnych na inną.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby zaoferować im soczewkę, która będzie wygodna dla większości pacjentów Rx w większości sytuacji. Przedstawiamy Nupolar Infinite Grey – najbardziej wszechstronne soczewki przeciwsłoneczne Rx. Łączy ona technologię polaryzacyjną z technologią fotochromową i oferuje najszerszy zakres charakterystyk przepuszczalności światła dostępny obecnie.

Nupolar Infinite Grey może być najjaśniejszą lub najciemniejszą soczewką polaryzacyjną w tej samej parze okularów, w zależności od warunków oświetlenia, przy zachowaniu jednolitej efektywności polaryzacji wynoszącej 99% i blokowania praktycznie wszelkiego oślepiającego olśnienia. Unikalna technologia fotochromiczna pozwala Nupolar Infinite Grey na bardzo szybką zmianę swoich właściwości w zakresie obsługi światła, zapewniając wymaganą ilość światła w każdej sytuacji dziennej.

KOLORY

Jako soczewka polaryzacyjna fotochromatyczna, NuPolar Infinite reaguje na zmieniające się światło, regulując intensywność swojego szarego odcienia.

Najjaśniejszy stan - jasnoszary odcień **60% przepuszczalności światła**

Najciemniejszy stan - ciemnoszary odcień **91% przepuszczalności światła**

Efektywność polaryzacji **99%**

Blokada promieniowania UV **100%**

UWAGI:

1. Dane dotyczące przepuszczalności są mierzone dla soczewek z antyrefleksem, w stanie gotowym.
2. Minimalna przepuszczalność światła zgodnie ze standardem wynosi 8%.
3. Przepuszczalność i szybkość zmiany mogą się różnić w zależności od temperatury. Deklarowane wartości są mierzone przy 24°C.

MONO
OKOS LENS
 POLARIZED

ESTHETIC-CUT
 POLARIZED



DIGITAL RX
NO TENSE III
 POLARIZED

1.50

MFH: 14 mm
BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: szary

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00



NATURA
 FULL SCREEN


UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

VELVETO
 MULTIFIT

UC		
Basis		
Blue BALANCE		
CLARUS II		
CLARUS Sericum UV		
Achromatic		

1.50

BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: szary





MONO RX | MONO FF | OKOS

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			

1.50

BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: szary





UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

1.50

MFH: 14 mm
BC: 1.25 – 8.25
KOLORY: szary

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	



NUPOLAR®

mirror

Mistrzowie w dziedzinie soczewek polaryzacyjnych mogą teraz zmieniać swój styl: soczewki NuPolar są dostępne z nowymi powłokami lustrzanymi w trzech kolorach - niebieskim, srebrnym i złotym. Otrzymasz wyrazisty obraz i jednolitą wysoką jakość soczewek polaryzacyjnych.

Soczewki NuPolar Mirror blokują oślepiające odbłaski poprawiają kontrast, percepcję kolorów i głębi, tym samym zwiększając ogólną ostrość wzroku. Charakteryzują się blokowaniem oślepiających odbłasków, zapewniają maksymalny komfort nawet w najjaśniejszym słońcu oraz kontrastowy i wyrazisty obraz.

- Ostrzejsze, bardziej jasne i wygodne widzenie
- Zwiększony kontrast i percepcja głębi dla wyjątkowego widzenia w jasnych i cieniastych warunkach
- Blokowanie silnego światła słonecznego i niebezpiecznego oślepiającego odbłasku, w odróżnieniu od zwykłych soczewek o zabarwieniu
- Zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa na drodze
- Widzenie pod powierzchnią podczas aktywności wodnych
- Maksymalna ochrona oczu dzięki blokadzie 100% promieniowania UV i redukcji odbłasków
- Trwałość i wytrzymałość na długie lata
- Pasują do praktycznie każdej oprawki

NuPolar Mirror jest dostępny w trzech wykończeniach lustrzanych, z których wszystkie mają 99% efektywności polaryzacji.

KOLORY



NIEBIESKI NA SZARYM



SREBRNY NA SZARYM



ZŁOTY NA BRĄZOWYM

Soczewki polaryzacyjne NuPolar Mirror Colors z powłokami kolorowymi
Soczewki NuPolar Mirror Colors są dostępne z indeksem 1.50



MONO OKOS LENS

POLARIZED

1.50

BC: 2.00 – 8.00

KOLORY: srebrny na szarym, niebieski na szarym, złoty na brązowym



MONO RX | MONO FF | OKOS

UC			
Basis			
Blue BALANCE			
CLARUS II			
CLARUS Sericum UV			
Achromatic			



ESTHETIC-CUT

POLARIZED

1.50

BC: 2.00 – 8.00

KOLORY: srebrny na szarym, niebieski na szarym, złoty na brązowym



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

DIGITAL RX NO TENSE III

POLARIZED


1.50

MFH: 14 mm

BC: 2.0 – 8.0

KOLORY: srebrny na szarym, niebieski na szarym, złoty na brązowym

DODATEK: 0.25/0.50/0.75/1.00



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	

MULTI RX VELVETO

POLARIZED



NUPOLAR
mirror

1.50

MFH: 14 mm

BC: 1.25 – 8.25

KOLORY: srebrny na szarym, niebieski na szarym, złoty na brązowym



UC	
Basis	
Blue BALANCE	
CLARUS II	
CLARUS Sericum UV	
Achromatic	



Barwienie

Soczewki korekcyjne mogą łatwo zostać zamienione w okulary przeciwsłoneczne poprzez nadanie im odcienia i poziomu przyciemnienia wybranego przez klienta. Zazwyczaj najjaśniejsze poziomy są wybierane ze względu na modę i ogólny komfort. Ciemniejsze odcienie są przeznaczone do pełnej ochrony przeciwsłonecznej, gdy są połączone z powłoką ochronną przed promieniowaniem UV.

Soczewki barwione są idealne dla osób, które szukają komfortu. Takie soczewki redukują ilość światła przechodzącego przez soczewkę, dlatego są bardziej komfortowe niż soczewki bezbarwne. Bod Lenses oferuje szeroki wybór kolorów, aby odpowiednio dopasować je do Ciebie i do wzoru Twojej oprawy. Jako ekskluzywna usługa nasza pracownia oferuje specjalną opcję barwienia soczewek - soczewki barwione na podstawie próbki koloru dostarczonej przez klienta.

Funkcja przyciemniania soczewek to świetna korzyść dla tych, którzy często podróżują lub mają długie dojazdy. Twoje soczewki zapewnią Ci doskonały wzrok i ochronę!

POWŁOKI MIRROR

Powłoki Mirror dodają modnego akcentu do soczewek przyciemnionych. Wewnętrzna strona jest pokryta powłoką UV Clarus Sericum, która chroni oczy przed odbiciem promieni UV od tylnej powierzchni. Ponadto, soczewki są pokryte warstwami odpornymi na zarysowania oraz warstwami ultra hydrofobowymi i oleofobowymi, co umożliwia łatwe czyszczenie soczewek. Obecnie powłoki Mirror są dostępne w kolorze złotym, czerwonym, niebieskim lub srebrnym.

Indeks: 1.50 / 1.60 / 1.67

- Modny akcent dla soczewek przeciwsłonecznych
- Redukuje irytujące odbicia od tylnej powierzchni
- Chroni oczy przed promieniowaniem UV
- Odporne na zarysowania
- Łatwe w czyszczeniu

NIEBIESKI i SREBRNY
przyciemnienie szare o 85%

ZŁOTY i CZERWONY
Przyciemnienie brązowe o 85%






Special
order



UV filter


SOCZEWKI GRADALNIE PRZYCIEMNIANE*

INDEKS: 1.50 / 1.60 / 1.67



SOCZEWKI PRZYCIEMNIONE*

INDEKS: 1.50 / 1.60 / 1.67



* Soczewki Effecto i Compass mogą być przyciemniane jedynie w indeksie 1.50

Barwienie



SOCZEWKI PRZyciemnione*

INDEKS: 1.50 / 1.60 / 1.67

ZIELONY



15%



30%



85%



50 - 0%



70 - 15%



90 - 15%

BRAŹOWY



15%



50%



85%



30 - 0%



70 - 15%



90 - 15%

SZARY



15%



70%



85%



30 - 0%



70 - 15%



90 - 15%

* Soczewki Effecto i Compass mogą być przyciemniane jedynie w indeksie 1.50

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced, horizontal blue lines across the entire width of the page. The background is a solid off-white color, providing a clear contrast for the blue lines. There are no margins, text, or other markings present.

bodlenses.com

One
life - see
it well.



Mokslininku St. 6A, LT-08412 Vilnius, Lithuania
+370 5 232 23 38 | info@bodlenses.com